

# DIE ANWENDUNG DES SIGNALINDIKATORS AUF EINEN BLICK.

**FLEXI-SEAL™ SIGNAL™ – DIE FÜLLMENGE IST ESSENTIELL**

1



Setzen Sie die Flexi-Seal™ Spritze am weißen Inflationsport mit dem Signalindikator (mit "45 ml" beschriftet) an und ziehen Sie den Stempel zurück, um überschüssige Luft aus dem Retentionsballon zu entfernen.

2



Versehen Sie die leere Spritze mit 45 ml Leitungswasser oder Kochsalzlösung, um den Retentionsballon damit zu füllen. **Die optimale Füllmenge ist patientenabhängig, sollte aber 45 ml nicht überschreiten.**

Drücken Sie jetzt den Stempel langsam herunter.

3



Der Signalindikator besitzt eine Blase, die sich beim Füllen ausdehnt. Sobald der Retentionsballon die optimale Füllmenge erreicht hat, springt die Indikatorblase hoch.

4



Sollte der Signalindikator bei weniger als 30 ml hochspringen, entfernen Sie die Flüssigkeit, um den Retentionsballon im Rektum zu positionieren. Befüllen Sie den Ballon nach der Neupositionierung wie oben beschrieben neu.

Die optimale Füllmenge ist patientenabhängig, sollte aber 45 ml nicht überschreiten.



## DER SIGNALINDIKATOR: EIN EINZIGARTIGES FEATURE

Jeder Mensch ist individuell und anatomisch unterschiedlich veranlagt. Für jeden Patienten muss daher die Füllmenge des Retentionsballons individuell angepasst werden – vollständig auf dessen Anatomie abgestimmt. Diese ist essentiell, um die Gefahr des Stuhlaustritts oder auch Verletzungen der Schleimhaut zu reduzieren.

Der Signalindikator springt automatisch hoch, sobald die individuelle optimale Füllmenge des Retentionsballons erreicht ist (bis zu max. 45 ml).

### NUR DER FLEXI-SEAL™ SIGNAL™ INDIKATOR ...

- zeigt die optimale Füllmenge des Retentionsballons
- zeigt Ihnen auf einen Blick, ob eine optimale Blockung vorliegt
- kann das Risiko von Nekrosen, Verletzungen der Schleimhaut und Folgeschäden (z.B. Inkontinenz) minimieren
- ermöglicht eine lagerungsabhängige Anpassung der optimalen Füllmenge
- kann Leckagen vermindern

#### RUDOLF HEINTEL GESELLSCHAFT M.B.H

Erdbergstraße 166, 1030 Wien  
T +43 (1) 403 89 56-0  
F +43 (1) 403 89 56-50  
medizintechnik@heintel.at

#### IMPRESSUM

Medieninhaber: R. Heintel Ges.m.b.H

Textgestaltung & Produktbilder:

© Heintel und Convatec

Die Unterlage wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft. Satz- und Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden.

Version 1.0 | Stand: März 2019