



PART OF THE *Johnson-Johnson* FAMILY OF COMPANIES

KATALOG IMPLANTATE

MENTOR® Brustimplantate



FRONT PAGE FINISHES SHORT

Im Jahr 2002 haben wir ein Werk in Leiden, Niederlande, eröffnet. Mit 6.000 Quadratmetern ist es weltweit eines der größten seiner Art. Dort sichert ein automatisierter Dipping-Prozess, dass jede Brustimplantathülle einheitlich und auf standardisierte Weise hergestellt wird. Um der stetig steigenden Nachfrage nach unseren Produkten gerecht zu werden, stellen wir jährlich mehr als 300.000 Brustimplantate her, die in mehr als 100 Ländern vertrieben werden. Bei Mentor werden alle unsere Produkte unter strengen Design-Standards und Testverfahren hergestellt.





FRONT PAGE FINISHES SHORT

Mentor Worldwide LLC wurde 1969 gegründet und ist heute ein führender Hersteller und Lieferant von medizinischen Produkten für den globalen Markt der ästhetischen Medizin und rekonstruktiven Chirurgie. Als weltweit führender Produzent qualitativ hochwertiger Brustimplantate haben wir unsere über 30-jährige Erfahrung in Qualitätsprodukte umgesetzt, auf die man sich verlassen kann.

Seinen Stammsitz hat Mentor in Irvine, Kalifornien, die Forschungs-, Entwicklung- und Fertigungsanlagen sind in den Vereinigten Staaten und den Niederlanden angesiedelt. 1995 erhielt Mentor als erster Brustimplantathersteller die CE-Zertifizierung für seine Produkte.


Durch eine enge Zusammenarbeit mit Chirurgen auf der ganzen Welt hat Mentor innovative Produkte wie **MENTOR® CONTOUR PROFILE™ BECKER™** 35 Expander/ Brustimplantat, **MENTOR® CPG™**- und **MENTOR® MemoryGel® Xtra** Brustimplantate entwickelt .

Mentors Fertigungskapazität ist außergewöhnlich. Wir haben umfangreiche Erfahrung in der Herstellung von Biomaterialien und Biopolymeren. Gleichzeitig hat es unsere Kompetenz für Zulassung und Registrierung ermöglicht, Produkte in dem weltweit am strengsten regulierten Bereichen des Gesundheitswesens auf den Markt zu bringen.

Mentor ist ein Hersteller mit starker Kundenorientierung. Unsere Vertriebsmitarbeiter sind mit technischen Produkteigenschaften vertraut und können so wertvolle Informationen liefern.

Bei Fragen oder für zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Mentor-Niederlassung, Johnson & Johnson Büro oder Vertriebsstelle.

Am 23. Januar 2009 wurde Mentor von Johnson & Johnson, einem der führenden Anbieter von Naht- und Netzmaterial, Hämostaten und anderen Produkten für eine Vielzahl von chirurgischen Eingriffen, übernommen. Durch die Vereinigung unserer Kräfte stehen wir sowohl Verbrauchern als auch Fachleuten als vertrauenswürdiger Weltmarktführer in der ästhetischen Medizin zur Verfügung, indem wir eine breite Palette innovativer, wissenschaftlicher und klinischer Lösungen anbieten, um das Selbstwertgefühl und die Lebensqualität zu erhalten, zu verbessern und wieder herzustellen.



MemoryGel®

BRUSTIMPLANTATE

Eine Evolution des Implantats

- Strenge Fertigungsstandards in den USA und der EU
- Sehr nachgiebige Hülle für einfache Platzierung
- Lebenslange Produktersatzrichtlinie
- MENTORPromise Protection Plan, der umfassendste Schutzplan¹ auf dem Markt
- Moderate Plus, Xtra Moderate Plus, High, Xtra High und Ultra High projection
- Proprietäre Silikongelformel für ein natürliches Berührungsegefühl, das dem Brustgewebe ähnelt

Über MemoryGel®-Implantate

MENTOR® MemoryGel®-Brustimplantate verfügen über eine firmeneigene kohäsive Silikongelformel, mit der alle MENTOR® silikongelgefüllten Brustimplantate auf der ganzen Welt gefüllt werden. Durch Veränderung der Gelkomponenten ist Mentor in der Lage eine große Auswahl an Produkten herzustellen, die von sehr weich bis sehr fest reichen.

MemoryGel®-Brustimplantate

Produktprofil	Cohesive I™	Cohesive II™	Cohesive III™
Moderate Plus	●	●	
Xtra Moderate Plus	●		
High	●	●	
Xtra High	●		
Ultra High	●		
Contour Profile Gel™			●
Rund BECKER™ 25 Expander/ Brustimplantat	●		
CONTOUR PROFILE™ BECKER™ Expander/ Brustimplantat 35		●	

All Cohesive, all the time.™

Weiterentwickelte MemoryGel® Brustimplantate.
Die Evolution des Implantats.



Alle MENTOR® silikongelgefüllten Brustimplantate enthalten ein Gel, das alle Ansprüche an Kohesivität, Sicherheit und Ästhetik vereint.

Cohesive I™

Das standardmäßig in Mentor® Brustimplantate eingesetzte Kohäsionsgel. Es ist das weichste Gel im Produktsortiment und wird weltweit von Millionen Frauen bevorzugt. Die Produkte sind in texturierter oder glatter Version erhältlich, wie Moderate Plus, Xtra Moderate Plus, High, Xtra High und Ultra High projection Gel Brustimplantate sowie MENTOR® Becker™ Expander/ Brustimplantate.

Cohesive II™

Ein etwas festeres Gel für Patientinnen, die sich ein etwas griffigeres Implantat wünschen. Dieses Gel wird in den texturierten Moderate Plus, High Profile Gel Brustimplantaten und MENTOR® Contour Profile™ Becker™ Expander/Brustimplantaten eingesetzt.

Cohesive III™

Mentors festestes Gel bietet Formbeständigkeit mit einem angenehmen Grad an Festigkeit für beste ästhetische Ergebnisse. Dieses Gel ist in den MENTOR® CPG™ Gel-Brustimplantaten enthalten.

BEWÄHRTE TEXTUR, DER SIE VERTRAUEN KÖNNEN



MENTOR® CPG™-Implantate haben nachweislich ein geringes Risiko für Kapselkontrakturen und Rotationen bei Patientinnen mit Primäraugmentation nach 10 Jahren. Auch sind sie durch die umfassendste Garantie auf dem Markt abgedeckt²

	MENTOR®: SILTEX® Textur^{3*}	Textur von anderen Herstellern mit FDA-Zulassung
Oberfläche Beschreibung	Sanft texturierte Oberfläche	Aggressive, offenporige Oberfläche mit quaderförmigen Vertiefungen und gestelzter Kante
Herstellungstechnik	Negativer Kontaktabdruck von Polyurethan-Strukturschaum	Hülle wird auf ein Bett aus feinem Salzkörnern gepresst: Salzformdrucktechnik
Porengröße	70-150	600-800
Breite (µm) Porengröße	40-100 (Höhe)	100-150 (Tiefe)
Tiefe/Höhe (µm) Kante (µm)	0	100-150
Verteilung	Regulär	Irregulär
Vertiefungen / Knoten	Knoten	Vertiefungen

Keine Kopf-an-Kopf Studie. Vergleichsstudie basierend auf dem Vergleich der wichtigsten Komplikationsraten, die in einer 10jährigen Kernstudie für NATRELLE™ 410 TruForm™ 3 Gel-Brustimplantate durchgeführt wurde.

*Spezifikation für MemoryGel® Rund Gel-Implantate

Die hierin verwendeten Drittmarken sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

BEWÄHRTE LEISTUNG

Zuverlässige Implantate, die kontinuierlich erstklassige klinische Ergebnisse erreichen.

Das geringste gemeldete Risiko von häufigen Komplikationen bei primären Brustvergrößerungen mit MENTOR® CPG™ Gel-Brustimplantaten in 10 Jahren²

Primär-Augmentation	MENTOR® CPG Brust-implantate 10jährige Langzeit-Kernstudie ⁴	andere Hersteller mit FDA-Zulassung ^{5,6}
Kapselkontraktur (Baker III/IV)	3.6%	9.2%
Verdacht oder bestätigte Ruptur (MRI Cohort)	6.6%	17.7%
Implantatentfernung (mit oder ohne Ersatz)	9.2%	19.6%
Rotation	1.3%	4.7%

Kaplan-Meier: geschätztes Risiko des erstmaligen Auftretens. Die in der Tabelle angegebenen Daten basieren nicht auf einen Kopf-an-Kopf-Vergleich von Mentor® CPG™ Gel-Brustimplantaten mit den Allergan® Natrelle® 410 Brustimplantat Kernstudien.

Multi-center Kernstudie



BEWÄHRTE ABSICHERUNG

Wir verpflichten uns gegenüber unseren Mentor-Kunden und -Patienten zu herausragender Leistung. Deshalb setzen wir auf unsere MemoryGel® Brustimplantate mit dem umfassendsten Schutzplan der Branche.

Mentor Schutzplan & Produktersatzrichtlinien

| MENTOR Promise

MENTOR Promise Schutzplan Übersicht



**KOSTENLOSE UND
AUTOMATISCHE
AUFNAHME**



**KOSTENLOSER PRO-
DUKTERSATZ BEI KAPSEL-
KONTRAKTUR (Baker III/
IV), DOPPELKAPSELN UND
SPÄTER SEROMBILDUNG[†]**



**KOSTENLOSE LEBENS-
LANGE PRODUKTAUS-
TAUSCHPOLITIK BEI
RUPTUR[‡]**



**KOSTENLOSES KONTRA-
LATERALES IMPLANTAT**
auf Anfrage Ihres Chirurgen



**BIS ZU €1000 FINANZIELLE
BETEILIGUNG BEI RUPTUR,
innerhalb von 10 Jahren nach
Implantationsdatum[§]**

Weitere Informationen zu MENTOR® CPG™ Brustimplantaten oder anderen MENTOR® -Produkten erhalten Sie von Ihrem Mentor-Vertriebsmitarbeiter oder unter www.mentorwllc.de

† Im Falle einer bestätigten Ruptur oder einer Deflation (Undichtigkeit) eines MENTOR® -Brustimplantats aufgrund von Verschleiß oder Delamination, die einen chirurgischen Eingriff erfordern, bietet Mentor unabhängig vom Alter des Implantats einen kostenlosen Ersatz für ein MENTOR® Brustimplantat in jeglicher Größe im gleichen oder ähnlichen Stil wie das ursprünglich implantierte Produkt.

‡ Wenn eine Ersatzoperation eines MENTOR® Gel-gefüllten Brustimplantats aufgrund einer bestätigten Ruptur innerhalb von zehn (10) Jahren nach dem Implantationsdatum auftritt, übernimmt Mentor, sofern die Berechtigung von Mentor auf der Grundlage seiner Beurteilung und Bewertung nachgewiesen und bestätigt wurde, nicht versicherte Auslagen für Operationssäle, Anästhesie und / oder chirurgische Eingriffe, die in direktem Zusammenhang stehen, bis zu einem Gesamtbetrag von €1000. Gebühren für Operationssaal und Anästhesie genießen Priorität bei der Zahlung. In solchen Fällen muss der Antrag auf finanzielle Unterstützung im Rahmen des MentorPromise-Schutzplans an Ihren Chirurgen gerichtet werden. Finanzielle Unterstützung bedeutet nicht ein Darlehen an Sie.


§ Bei Kapselkontrakturen (Baker III / IV), Doppelkapsel- oder Späteromen im Rahmen einer Brustvergrößerung mit einem MENTOR® Gel-gefüllten Brustimplantats, wird Mentor kostenlos den Ersatz eines Gel-gefüllten Brustimplantats für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren ab dem Implantationsdatum anbieten, sofern die Berechtigung aufgrund der Untersuchung des explantierten Produkts und allen notwendigen Dokumenten nachgewiesen und bestätigt wurde. Mentor sorgt für den Ersatz eines MENTOR® Produkts in jeglicher Größe im gleichen oder ähnlichen Stil wie das ursprünglich implantierte Produkt.

Die SILTEX[®] Textur gibt
Ihnen und Ihren Patientinnen
ein gutes Gefühl.



Ein genauerer Blick auf die von MENTOR[®] patentierte
SILTEX[®] Textur

REM-Bilder der SILTEX[®] Textur



Vorderansicht

Radiusansicht

Rückansicht

Querschnitts-
ansicht

Entdecken Sie noch heute die einzigartige SILTEX[®] Textur von MENTOR[®] CPG[™] Gel-Brustimplantaten. Wenden Sie sich an Ihren Mentor-Vertriebsmitarbeiter oder besuchen Sie www.mentorwllc.de, um weitere Informationen zu erhalten




PART OF THE **Johnson & Johnson** FAMILY OF COMPANIES

Von Anfang an. Passend gemacht.

Expansion ist wichtig. Texturen, denen Sie vertrauen können. Natürliche Form.

Mit dem CPX™ 4 Brustgewebe-Expander und den CPG™ Gel-Brustimplantate erhalten Sie mehr Kontrolle über die gewünschte Form bei der zweiphasigen Brustrekonstruktion:

1. MENTOR® ist das einzige Unternehmen, das einen Brustgewebe-Expander mit geprüfter gerichteter Ausdehnung des unteren Pols anbietet⁷
2. CPG Implantate können dazu beitragen, einen weichen Übergang vom Gewebe zum Implantat zu erhalten⁸
3. Unübertroffenes Sicherheitsgefühl



CPX™ 4

Brustgewebe-Expander

Postoperativ regulierbar

PATIENTENKOMFORT

Enthält zwei grundlegende Innovationen, die den Komfort für die Patientinnen bei gleichem Expansionsprofil verbessern sollen⁹

EINFACH ZU ERKENNEN

Der CENTERSCOPE®

Injektionsport-Metalldetektor lokalisiert einfach und genau den magnetischen Injektionsdom.

Der Injektionsdom enthält einen seltenen Erdmagneten, der 48% stärker ist als vorherige Expander⁹

TEXTURIERTE OBERFLÄCHE


Die patentierte SILTEX® Textur hat eine Oberfläche, die im Wesentlichen porenfrei und ohne Zwischenräume ist

Für den Herstellungsprozess der SILTEX® Textur für MENTOR®

Brustgewebe-Expander ist die Verwendung von Salz- oder Zuckerkristallen nicht erforderlich.

NATÜRLICHE FORM

Die Kombination des selbstabdichtenden BufferZone™-Patches mit dem rückwärtigen Dacron®-Patch ermöglicht die kontrollierbare Vergrößerung um eine natürliche Form der Brust nachzunehmen⁹




FRONT PAGE FINISHES SHORT



MENTOR® MemoryGel® Xtra Brustimplantate

Sie weiß, was sie will – Innovation bei
Brustimplantaten der Marke, der Sie vertrauen.



⁸ Persönliche Konsumentenumfrage mit 452 befragten Personen.

Rund

SILTEX® Runde Brustimplantate, Cohesive I™
Glatte Runde Brustimplantate, Cohesive I™
SILTEX® und Glatte MemoryGel® Xtra-Brustimplantate
SILTEX® Runde Brustimplantate, Cohesive II™

CPG

CPG™ Gel-Brustimplantate, Cohesive III™

Expander

CONTOUR PROFILE™ Gewebe-Expander
BECKER™ Expander/Brustimplantate
Andere Expander
Zubehör

Andere

Kochsalzlösungshaltige Produkte
Sizers

Runde Gel-Brustimplantate, Cohesive I™

SILTEX® Runde Brustimplantate, Moderate Plus Profile, Cohesive I™



Vol cc	Durchmesser cm	Proj cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisierbar) ^ε
100	8,1	2,7	354-1001	
125	8,8	2,9	354-1251	RSZ-1251
150	9,4	3,0	354-1501	RSZ-1501
175	10,0	3,2	354-1751	RSZ-1751
200	10,5	3,3	354-2001	RSZ-2001
225	10,9	3,5	354-2251	RSZ-2251
250	11,3	3,6	354-2501	RSZ-2501
275	11,7	3,7	354-2751	RSZ-2751
300	12,0	3,7	354-3001	RSZ-3001
325	12,3	3,8	354-3251	RSZ-3251
350	12,6	3,8	354-3501	RSZ-3501
375	12,9	3,9	354-3751	RSZ-3751
400	13,2	4,0	354-4001	RSZ-4001
450	13,7	4,1	354-4501	RSZ-4501
500	14,1	4,2	354-5001	RSZ-5001
550	14,4	4,4	354-5501	RSZ-5501
600	14,7	4,5	354-6001	RSZ-6001
700	15,7	4,8	354-7001	RSZ-7001
800	16,6	5,0	354-8001	RSZ-8001

^ε Bis zu 10mal resterilisierbar.

SILTEX® Runde Brustimplantate, High Profile, Cohesive I™



Vol cc	Durchmesser cm	Proj cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisierbar)€
125	8,4	3,6	354-4125	RSZ-1254
150	8,9	3,8	354-4150	RSZ-1504
175	9,4	4,0	354-4175	RSZ-1754
200	9,9	4,1	354-4200	RSZ-2004
225	10,2	4,3	354-4225	RSZ-2254
250	10,5	4,5	354-4250	RSZ-2504
275	10,9	4,6	354-4275	RSZ-2754
300	11,1	4,7	354-4300	RSZ-3004
325	11,5	4,8	354-4325	RSZ-3254
350	11,7	4,9	354-4350	RSZ-3504
375	12,0	5,0	354-4375	RSZ-3754
400	12,3	5,1	354-4400	RSZ-4004
425	12,5	5,2	354-4425	RSZ-4254
450	12,7	5,2	354-4450	RSZ-4504
500	13,2	5,4	354-4500	RSZ-5004
550	13,5	5,6	354-4550	RSZ-5504
600	14,0	5,7	354-4600	RSZ-6004
650	14,3	5,8	354-4650	RSZ-6504
700	14,7	6,0	354-4700	RSZ-7004
800	15,4	6,3	354-4800	RSZ-8004

€ Bis zu 10mal resterilisierbar.

SILTEX® Runde Brustimplantate, Ultra High Profile, Cohesive I™



Rund

Vol cc	Durchmesser cm	Proj cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisierbar)‡
135	8,0	4,3	354-5135	RSZ-5135
160	8,4	4,5	354-5160	RSZ-5160
185	8,6	4,6	354-5185	RSZ-5185
215	8,9	4,7	354-5215	RSZ-5215
240	9,2	4,9	354-5240	RSZ-5240
270	9,5	5,0	354-5270	RSZ-5270
295	9,9	5,2	354-5295	RSZ-5295
320	10,0	5,3	354-5320	RSZ-5320
350	10,3	5,4	354-5350	RSZ-5350
375	10,5	5,5	354-5375	RSZ-5375
400	10,8	5,6	354-5400	RSZ-5400
430	11,1	5,8	354-5430	RSZ-5430
455	11,3	5,9	354-5455	RSZ-5455
480	11,6	6,0	354-5480	RSZ-5480
535	12,1	6,3	354-5535	RSZ-5535
590	12,6	6,5	354-5590	RSZ-5590

‡ Bis zu 10mal resterilisierbar.

Glatte Runde Brustimplantate, Moderate Plus Profile, Cohesive I™



Rund

Vol cc	Durchmesser cm	Proj cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisierbar) ^ε
125	8,9	2,8	350-1251 BC	RSZ-1251
150	9,5	2,9	350-1501 BC	RSZ-1501
175	10,0	3,1	350-1751 BC	RSZ-1751
200	10,5	3,2	350-2001 BC	RSZ-2001
225	10,9	3,3	350-2251 BC	RSZ-2251
250	11,3	3,4	350-2501 BC	RSZ-2501
275	11,7	3,5	350-2751 BC	RSZ-2751
300	12,0	3,6	350-3001 BC	RSZ-3001
325	12,3	3,8	350-3251 BC	RSZ-3251
350	12,5	3,9	350-3501 BC	RSZ-3501
375	12,8	4,0	350-3751 BC	RSZ-3751
400	13,1	4,0	350-4001 BC	RSZ-4001
450	13,6	4,2	350-4501 BC	RSZ-4501
500	14,1	4,3	350-5001 BC	RSZ-5001
550	14,6	4,5	350-5501 BC	RSZ-5501
600	15,0	4,6	350-6001 BC	RSZ-6001
700	15,8	4,9	350-7001 BC	RSZ-7001
800	16,5	5,1	350-8001 BC	RSZ-8001

^ε Bis zu 10mal resterilisierbar.

Runde Gel-Brustimplantate, Cohesive I™

Glatte Runde Brustimplantate, High Profile, Cohesive I™



Vol cc	Durchmesser cm	Proj cm	Katalog #	Gel Sizer (Restерilisiert)€
125	8,3	3,5	350-1254 BC	RSZ-1254
150	8,8	3,7	350-1504 BC	RSZ-1504
175	9,3	3,9	350-1754 BC	RSZ-1754
200	9,7	4,0	350-2004 BC	RSZ-2004
225	10,1	4,2	350-2254 BC	RSZ-2254
250	10,5	4,3	350-2504 BC	RSZ-2504
275	10,8	4,4	350-2754 BC	RSZ-2754
300	11,1	4,5	350-3004 BC	RSZ-3004
325	11,4	4,6	350-3254 BC	RSZ-3254
350	11,7	4,8	350-3504 BC	RSZ-3504
375	12,0	4,8	350-3754 BC	RSZ-3754
400	12,2	5,0	350-4004 BC	RSZ-4004
425	12,5	5,0	350-4254 BC	RSZ-4254
450	12,8	5,1	350-4504 BC	RSZ-4504
500	13,2	5,3	350-5004 BC	RSZ-5004
550	13,6	5,5	350-5504 BC	RSZ-5504
600	14,0	5,6	350-6004 BC	RSZ-6004
650	14,4	5,7	350-6504 BC	RSZ-6504
700	14,8	5,8	350-7004 BC	RSZ-7004
800	15,5	6,0	350-8004 BC	RSZ-8004

€ Bis zu 10mal restерilisiert.

Glatte Runde Brustimplantate, Ultra High Profile, Cohesive I™



Vol cc	Durchmesser cm	Proj cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisierbar) [€]
135	7,8	4,1	350-5135 BC	RSZ-5135
160	8,2	4,3	350-5160 BC	RSZ-5160
185	8,4	4,4	350-5185 BC	RSZ-5185
215	8,7	4,5	350-5215 BC	RSZ-5215
240	9,0	4,7	350-5240 BC	RSZ-5240
270	9,3	4,8	350-5270 BC	RSZ-5270
295	9,7	5,0	350-5295 BC	RSZ-5295
320	9,8	5,1	350-5320 BC	RSZ-5320
350	10,1	5,2	350-5350 BC	RSZ-5350
375	10,4	5,3	350-5375 BC	RSZ-5375
400	10,6	5,4	350-5400 BC	RSZ-5400
430	10,9	5,6	350-5430 BC	RSZ-5430
455	11,2	5,7	350-5455 BC	RSZ-5455
480	11,4	5,8	350-5480 BC	RSZ-5480
535	12,0	6,1	350-5535 BC	RSZ-5535
590	12,5	6,3	350-5590 BC	RSZ-5590

[€] Bis zu 10mal resterilisierbar.

SILTEX® Runde Moderate Plus Profile Xtra Gel-Brustimplantate



Vol cc	Durchmesser cm	Proj cm	Katalog #	Gel Sizer (Restерilisiertbar) ^ε
130	9,1	3,1	TMPX-130	RSZMPX130
160	9,5	3,3	TMPX-160	RSZMPX160
190	10,1	3,5	TMPX-190	RSZMPX190
215	10,5	3,6	TMPX-215	RSZMPX215
240	10,9	3,8	TMPX-240	RSZMPX240
270	11,4	3,9	TMPX-270	RSZMPX270
295	11,6	4,1	TMPX-295	RSZMPX295
325	11,9	4,2	TMPX-325	RSZMPX325
350	12,2	4,3	TMPX-350	RSZMPX350
370	12,7	4,3	TMPX-370	RSZMPX370
405	12,8	4,5	TMPX-405	RSZMPX405
440	13,1	4,8	TMPX-440	RSZMPX440
490	13,6	4,8	TMPX-490	RSZMPX490
545	14,1	5,0	TMPX-545	RSZMPX545
605	14,4	5,3	TMPX-605	RSZMPX605
645	15,0	5,3	TMPX-645	RSZMPX645
755	15,7	5,6	TMPX-755	RSZMPX755

^ε Bis zu 10mal resterilisiertbar.

SILTEX® Runde High Profile Xtra Gel - Brustimplantate



Rund

Vol cc	Durchmesser cm	Proj cm	Katalog #	Gel Sizer (Restерilisiert)€
150	8,4	4,2	THPX-150	RSZTHPX150
175	9,0	4,4	THPX-175	RSZTHPX175
200	9,4	4,5	THPX-200	RSZTHPX200
230	9,8	4,8	THPX-230	RSZTHPX230
255	10,1	4,9	THPX-255	RSZTHPX255
285	10,5	5,1	THPX-285	RSZTHPX285
325	10,8	5,4	THPX-325	RSZTHPX325
340	11,1	5,4	THPX-340	RSZTHPX340
365	11,4	5,5	THPX-365	RSZTHPX365
405	11,6	5,9	THPX-405	RSZTHPX405
425	11,9	5,8	THPX-425	RSZTHPX425
455	12,1	6,0	THPX-455	RSZTHPX455
470	12,3	5,9	THPX-470	RSZTHPX470
515	12,6	6,2	THPX-515	RSZTHPX515
570	13,2	6,3	THPX-570	RSZTHPX570
620	13,4	6,5	THPX-620	RSZTHPX620
680	14,0	6,6	THPX-680	RSZTHPX680
725	14,5	6,7	THPX-725	RSZTHPX725
765	14,7	6,7	THPX-765	RSZTHPX765

€ Bis zu 10mal resterilisiert.

Glattes Rundes Moderate Plus Profile Xtra Gel-Brustimplantat



Vol cc	Durchmesser cm	Proj cm	Katalog #	Gel Sizer (Restерilisiert)€
130	8,9	3,1	SMPX-130	RSZMPX130
160	9,5	3,3	SMPX-160	RSZMPX160
190	10,0	3,4	SMPX-190	RSZMPX190
215	10,4	3,6	SMPX-215	RSZMPX215
240	10,8	3,7	SMPX-240	RSZMPX240
270	11,4	3,8	SMPX-270	RSZMPX270
295	11,5	4,0	SMPX-295	RSZMPX295
325	11,9	4,1	SMPX-325	RSZMPX325
350	12,3	4,1	SMPX-350	RSZMPX350
370	12,6	4,1	SMPX-370	RSZMPX370
405	12,7	4,4	SMPX-405	RSZMPX405
440	13,1	4,5	SMPX-440	RSZMPX440
490	13,6	4,7	SMPX-490	RSZMPX490
545	14,0	4,9	SMPX-545	RSZMPX545
605	14,5	5,1	SMPX-605	RSZMPX605
645	14,9	5,1	SMPX-645	RSZMPX645
755	15,7	5,4	SMPX-755	RSZMPX755

€ Bis zu 10mal resterilisiert.

Glattes Rundes High Profile Xtra Gel-Brustimplantat



Vol cc	Durchmesser cm	Proj cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisierbar)€
150	8,3	4,1	SHPX-150	RSZSHPX150
180	8,8	4,4	SHPX-180	RSZSHPX180
200	9,2	4,5	SHPX-200	RSZSHPX200
235	9,5	4,9	SHPX-235	RSZSHPX235
260	9,9	5,0	SHPX-260	RSZSHPX260
285	10,3	5,0	SHPX-285	RSZSHPX285
335	10,7	5,4	SHPX-335	RSZSHPX335
355	11,0	5,5	SHPX-355	RSZSHPX355
380	11,3	5,5	SHPX-380	RSZSHPX380
415	11,5	5,8	SHPX-415	RSZSHPX415
450	11,9	5,9	SHPX-450	RSZSHPX450
465	12,1	5,8	SHPX-465	RSZSHPX465
490	12,5	5,8	SHPX-490	RSZSHPX490
535	12,7	6,0	SHPX-535	RSZSHPX535
595	13,1	6,3	SHPX-595	RSZSHPX595
650	13,5	6,5	SHPX-650	RSZSHPX650
700	14,1	6,5	SHPX-700	RSZSHPX700
755	14,4	6,7	SHPX-755	RSZSHPX755
790	14,8	6,7	SHPX-790	RSZSHPX790

€ Bis zu 10mal resterilisierbar.

SILTEX® Runde Brustimplantate, Moderate Plus Profile, Cohesive II™



Vol cc	Durchmesser cm	Proj cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisierbar) [€]
125	8,8	2,9	324-5125	RSZ-1251
150	9,4	3,0	324-5150	RSZ-1501
175	10,0	3,2	324-5175	RSZ-1751
200	10,5	3,3	324-5200	RSZ-2001
225	10,9	3,5	324-5225	RSZ-2251
250	11,3	3,6	324-5250	RSZ-2501
275	11,7	3,7	324-5275	RSZ-2751
300	12,0	3,7	324-5300	RSZ-3001
325	12,3	3,8	324-5325	RSZ-3251
350	12,6	3,8	324-5350	RSZ-3501
375	12,9	3,9	324-5375	RSZ-3751
400	13,2	4,0	324-5400	RSZ-4001
450	13,7	4,1	324-5450	RSZ-4501
500	14,1	4,2	324-5500	RSZ-5001
550	14,4	4,4	324-5550	RSZ-5501
600	14,7	4,5	324-5600	RSZ-6001
700	15,7	4,8	324-5700	RSZ-7001
800	16,6	5,0	324-5800	RSZ-8001

[€] Bis zu 10mal resterilisierbar.

Runde Gel-Brustimplantate, Cohesive II™

Rund

SILTEX® Runde Brustimplantate, High Profile, Cohesive II™



Vol cc	Durchmesser cm	Proj cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisierbar) ^ε
125	8,4	3,6	324-4125	RSZ-1254
150	8,9	3,8	324-4150	RSZ-1504
175	9,4	4,0	324-4175	RSZ-1754
200	9,9	4,1	324-4200	RSZ-2004
225	10,2	4,3	324-4225	RSZ-2254
250	10,5	4,5	324-4250	RSZ-2504
275	10,9	4,6	324-4275	RSZ-2754
300	11,1	4,7	324-4300	RSZ-3004
325	11,5	4,8	324-4325	RSZ-3254
350	11,7	4,9	324-4350	RSZ-3504
375	12,0	5,0	324-4375	RSZ-3754
400	12,3	5,1	324-4400	RSZ-4004
425	12,5	5,2	324-4425	RSZ-4254
450	12,7	5,2	324-4450	RSZ-4504
500	13,2	5,4	324-4500	RSZ-5004
550	13,5	5,6	324-4550	RSZ-5504
600	14,0	5,7	324-4600	RSZ-6004
650	14,3	5,8	324-4650	RSZ-6504
700	14,7	6,0	324-4700	RSZ-7004
800	15,4	6,3	324-4800	RSZ-8004

^ε Bis zu 10mal resterilisierbar.


MENTOR® CPG™ BRUSTIMPLANTAT LEGENDE

Kohäsionsgrad	Implantat-Höhe	Implantatprojektion
III 3	Tall 3	High 3
	Medium 2	Moderate Plus 2
	Low 1	Moderate 1

SCHLÜSSEL: 1 = KOHÄSIONSGRAD
2 = IMPLANTATHÖHE
3 = PROJEKTION DES IMPLANTATS

DEFINITION DES LOWER POLE ARC

LOWER POLE ARC (LPA) =
Gemessene Länge entlang
des unteren Bogens des
Implantats, der vom unteren
Endes des Implantats (Punkt B)
bis zum Mittelpunkt (Punkt A)
einschließlich einer Gewebedecke
von 0,5 cm verläuft.



Nicht maßstabgetreue Diagramme, nur zur Verdeutlichung.

CPG™ Implantate 331, Cohesive III™, Tall Height, Moderate Projection



Vol cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisierbar) [€]
125	9,0	9,2	3,2	7,3	334-0903	RSZ-0903
150	9,5	9,7	3,3	7,7	334-0953	RSZ-0953
175	10,0	10,2	3,4	8,1	334-1003	RSZ-1003
200	10,5	10,7	3,5	8,4	334-1053	RSZ-1053
230	11,0	11,3	3,6	8,8	334-1103	RSZ-1103
265	11,5	11,8	3,7	9,1	334-1153	RSZ-1153
300	12,0	12,3	3,9	9,5	334-1203	RSZ-1203
340	12,5	12,8	4,0	9,9	334-1253	RSZ-1253
380	13,0	13,3	4,1	10,2	334-1303	RSZ-1303
425	13,5	13,8	4,3	10,6	334-1353	RSZ-1353
475	14,0	14,3	4,5	11,0	334-1403	RSZ-1403
530	14,5	14,8	4,6	11,3	334-1453	RSZ-1453
585	15,0	15,3	4,8	11,7	334-1503	RSZ-1503
645	15,5	15,9	5,0	12,1	334-1553	RSZ-1553

CPG™ Implantate 321, Cohesive III™, Medium Hight, Moderate Projection



Vol cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisierbar) [€]
120	9,0	8,5	3,3	7,0	354-0908	RSZ-0908
135	9,5	8,9	3,5	7,3	354-0958	RSZ-0958
155	10,0	9,4	3,7	7,7	354-1008	RSZ-1008
180	10,5	9,9	3,8	8,0	354-1058	RSZ-1058
215	11,0	10,3	3,9	8,2	354-1108	RSZ-1108
245	11,5	10,8	4,0	8,6	354-1158	RSZ-1158
280	12,0	11,3	4,2	8,9	354-1208	RSZ-1208
315	12,5	11,8	4,4	9,2	354-1258	RSZ-1258
355	13,0	12,2	4,6	9,6	354-1308	RSZ-1308
395	13,5	12,7	4,7	9,9	354-1358	RSZ-1358
440	14,0	13,2	4,9	10,3	354-1408	RSZ-1408
480	14,5	13,3	5,0	10,5	354-1458	RSZ-1458
530	15,0	14,1	5,2	10,9	354-1508	RSZ-1508
640	16,0	15,0	5,6	11,5	354-1608	RSZ-1608
775	17,0	16,0	5,9	12,2	354-1708	RSZ-1708

[€] Bis zu 10mal resterilisierbar.

CPG™ Implantate 311, Cohesive III™,
Low Height, Moderate Projection



Vol cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisier- bar) [€]
120	9,5	8,5	3,2	6,9	334-0951	RSZ-0095
140	10,0	8,9	3,4	7,2	334-1001	RSZ-0100
160	10,5	9,4	3,6	7,5	334-1051	RSZ-0105
180	11,0	9,8	3,7	7,9	334-1101	RSZ-0110
210	11,5	10,3	3,9	8,2	334-1151	RSZ-0115
235	12,0	10,7	4,1	8,5	334-1201	RSZ-0120
270	12,5	11,2	4,2	8,8	334-1251	RSZ-0125
300	13,0	11,6	4,4	9,2	334-1301	RSZ-0130
335	13,5	12,0	4,6	9,5	334-1351	RSZ-0135
375	14,0	12,5	4,7	9,8	334-1401	RSZ-0140
415	14,5	12,9	4,9	10,1	334-1451	RSZ-0145
460	15,0	13,4	5,1	10,5	334-1501	RSZ-0150
510	15,5	13,8	5,2	10,8	334-1551	RSZ-0155
560	16,0	14,3	5,4	11,1	334-1601	RSZ-0160
615	16,5	14,7	5,6	11,4	334-1651	RSZ-0165

[€] Bis zu 10mal resterilisierbar.

**CPG™ Implantate 332, Cohesive III™,
Tall Height, Moderate Plus Projection**



Vol cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisierbar) [€]
145	9,0	9,4	3,8	8,1	334-0909	RSZ-0909
175	9,5	9,9	4,0	8,5	334-0959	RSZ-0959
205	10,0	10,4	4,2	8,9	334-1009	RSZ-1009
235	10,5	10,9	4,4	9,3	334-1059	RSZ-1059
270	11,0	11,5	4,7	9,7	334-1109	RSZ-1109
305	11,5	12,0	4,9	10,1	334-1159	RSZ-1159
350	12,0	12,5	5,1	10,5	334-1209	RSZ-1209
395	12,5	13,0	5,3	10,9	334-1259	RSZ-1259
445	13,0	13,5	5,5	11,3	334-1309	RSZ-1309
495	13,5	14,1	5,7	11,7	334-1359	RSZ-1359
555	14,0	14,6	5,9	12,1	334-1409	RSZ-1409
615	14,5	15,1	6,1	12,6	334-1459	RSZ-1459
680	15,0	15,6	6,3	13,0	334-1509	RSZ-1509

**CPG™ Implantate 322, Cohesive III™,
Medium High, Moderate Plus Projection**



Vol cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisierbar) [€]
140	9,0	8,5	3,8	7,6	334-0905	RSZ-0905
165	9,5	8,9	4,0	8,0	334-0955	RSZ-0955
195	10,0	9,4	4,2	8,4	334-1005	RSZ-1005
225	10,5	9,9	4,4	8,8	334-1055	RSZ-1055
255	11,0	10,3	4,7	9,2	334-1105	RSZ-1105
295	11,5	10,8	4,9	9,5	334-1155	RSZ-1155
330	12,0	11,3	5,1	9,9	334-1205	RSZ-1205
375	12,5	11,8	5,3	10,3	334-1255	RSZ-1255
420	13,0	12,2	5,5	10,7	334-1305	RSZ-1305
475	13,5	12,7	5,7	11,1	334-1355	RSZ-1355
525	14,0	13,2	5,9	11,4	334-1405	RSZ-1405
585	14,5	13,6	6,1	11,8	334-1455	RSZ-1455
650	15,0	14,1	6,3	12,2	334-1505	RSZ-1505

[€] Bis zu 10mal resterilisierbar.

CPG™ Implantate 312, Cohesive III™,
Low Height, Moderate Plus Projection



Vol cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisier- bar)€
125	9,0	8,0	3,8	7,2	334-0907	RSZ-0907
145	9,5	8,4	4,0	7,5	334-0957	RSZ-0957
170	10,0	8,8	4,2	7,9	334-1007	RSZ-1007
195	10,5	9,3	4,4	8,3	334-1057	RSZ-1057
225	11,0	9,7	4,7	8,6	334-1107	RSZ-1107
255	11,5	10,2	4,9	9,0	334-1157	RSZ-1157
290	12,0	10,6	5,1	9,3	334-1207	RSZ-1207
330	12,5	11,1	5,3	9,7	334-1257	RSZ-1257
370	13,0	11,5	5,5	10,0	334-1307	RSZ-1307
415	13,5	11,9	5,7	10,4	334-1357	RSZ-1357
465	14,0	12,4	5,9	10,8	334-1407	RSZ-1407
515	14,5	12,8	6,1	11,1	334-1457	RSZ-1457
570	15,0	13,3	6,3	11,5	334-1507	RSZ-1507
690	16,0	14,2	6,8	12,2	334-1607	RSZ-1607

€ Bis zu 10mal resterilisierbar.

CPG™ Implantate 333, Cohesive III™,
Tall Height, High Projection



Vol cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisierbar)°
180	9,0	9,4	4,6	8,4	334-0904	RSZ-4090
215	9,5	9,9	4,8	8,8	334-0954	RSZ-4095
250	10,0	10,4	5,1	9,3	334-1004	RSZ-4100
290	10,5	10,9	5,3	9,7	334-1054	RSZ-4105
330	11,0	11,5	5,6	10,1	334-1104	RSZ-4110
380	11,5	12,0	5,8	10,5	334-1154	RSZ-4115
430	12,0	12,5	6,0	11,0	334-1204	RSZ-4120
485	12,5	13,0	6,2	11,4	334-1254	RSZ-4125
545	13,0	13,5	6,5	11,8	334-1304	RSZ-4130
610	13,5	14,1	6,7	12,2	334-1354	RSZ-4135
680	14,0	14,6	6,9	12,7	334-1404	RSZ-4140
755	14,5	15,1	7,1	13,1	334-1454	RSZ-4145

CPG™ Implantate 323, Cohesive III™,
Medium Hight, High Projection



Vol cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisierbar)°
165	9,0	8,5	4,6	8,1	334-0902	RSZ-0902
195	9,5	8,9	4,8	8,5	334-0952	RSZ-0952
225	10,0	9,4	5,1	8,9	334-1002	RSZ-1002
260	10,5	9,9	5,3	9,3	334-1052	RSZ-1052
300	11,0	10,3	5,6	9,7	334-1102	RSZ-1102
345	11,5	10,8	5,8	10,1	334-1152	RSZ-1152
390	12,0	11,3	6,0	10,5	334-1202	RSZ-1202
440	12,5	11,8	6,2	10,9	334-1252	RSZ-1252
495	13,0	12,2	6,5	11,3	334-1302	RSZ-1302
555	13,5	12,7	6,7	11,8	334-1352	RSZ-1352
620	14,0	13,2	6,9	12,2	334-1402	RSZ-1402
685	14,5	13,6	7,1	12,6	334-1452	RSZ-1452

° Bis zu 10mal resterilisierbar.

CPG™ Implantate 313, Cohesive III™,
Low Height, High Projection



Vol cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B cm	Katalog #	Gel Sizer (Resterilisier- bar) [€]
130	9,0	8,1	4,4	7,6	334-0906	RSZ-0906
155	9,5	8,6	4,5	7,8	334-0956	RSZ-0956
180	10,0	9,0	4,6	8,3	334-1006	RSZ-1006
210	10,5	9,5	4,8	8,7	334-1056	RSZ-1056
240	11,0	9,9	4,9	9,1	334-1106	RSZ-1106
270	11,5	10,3	5,0	9,5	334-1156	RSZ-1156
310	12,0	10,8	5,2	9,9	334-1206	RSZ-1206
350	12,5	11,2	5,4	10,2	334-1256	RSZ-1256
395	13,0	11,7	5,6	10,6	334-1306	RSZ-1306
440	13,5	12,2	5,8	11,0	334-1356	RSZ-1356
490	14,0	12,6	6,1	11,4	334-1406	RSZ-1406
545	14,5	13,1	6,3	11,7	334-1456	RSZ-1456
605	15,0	13,5	6,6	12,1	334-1506	RSZ-1506

€ Bis zu 10mal resterilisierbar.

MENTOR® CONTOUR PROFILE™ Brustgewebe-Expander / CPG™ Gel - Brustimplantate

Anleitung zur Größenfindung / Zweiphasige Brustrekonstruktion

PHASE I

Auswahl des CPX4™ Expanders

Styles 9100 - Low Height

Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Proj. cm	Katalog #
250	11,4	8,1	6,1	354-9121
350	12,7	9,4	6,5	354-9122
450	14,0	10,2	7,1	354-9123
550	15,0	10,9	7,4	354-9124
650	15,7	11,2	7,9	354-9125
750	16,5	11,9	8,1	354-9126

Styles 9200 - Medium Height

Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Proj. cm	Katalog #
275	10,7	9,3	6,2	354-9221
350	11,7	10,0	6,6	354-9222
450	12,7	10,8	7,0	354-9223
550	13,5	11,7	7,4	354-9224
650	14,6	12,6	7,6	354-9225
800	15,6	13,3	8,0	354-9226

CPG™ Implantat 311

Cohesive III™, Low Height, Moderate Projection

Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Proj. cm	Katalog #
180	11,0	9,8	3,7	334-1101
210	11,5	10,3	3,9	334-1151
270	12,5	11,2	4,2	334-1251
300	13,0	11,6	4,4	334-1301
375	14,0	12,5	4,7	334-1401
460	15,0	13,4	5,1	334-1501
510	15,5	13,8	5,2	334-1551
560	16,0	14,3	5,4	334-1601
615	16,5	14,7	5,6	334-1651

CPG™ Implantat 311

Cohesive III™, Low Height, Moderate Projection

Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Proj. cm	Katalog #
160	10,5	9,4	3,6	334-1051
180	11,0	9,8	3,7	334-1101
210	11,5	10,3	3,9	334-1151
235	12,0	10,7	4,1	334-1201
270	12,5	11,2	4,2	334-1251
300	13,0	11,6	4,4	334-1301
335	13,5	12,0	4,6	334-1351
415	14,5	12,9	4,9	334-1451
460	15,0	13,4	5,1	334-1501
510	15,5	13,8	5,2	334-1551
560	16,0	14,3	5,4	334-1601

BITTE BEACHTEN: Der CONTOUR PROFILE™ Gewebe-Expander ist nicht MRT-kompatibel. Detaillierte Angaben, Gegenanzeigen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Geräts finden Sie im Datenblatt der Produktbeilage. Einzelne Implantatdimensionen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

PHASE 2

Auswahl des CPG™ Gel-Brustimplantats als langfristiges Implantat nach Abschluss der Expansionsphase.

CPG™ Implantat 312

Cohesive III™, Low Height, Moderate Plus Projection

Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Proj. cm	Katalog #
225	11,0	9,7	4,7	334-1107
255	11,5	10,2	4,9	334-1157
330	12,5	11,1	5,3	334-1257
370	13,0	11,5	5,5	334-1307
465	14,0	12,4	5,9	334-1407
570	15,0	13,3	6,3	334-1507
690	16,0	14,2	6,8	334-1607

CPG™ Implantat 312

Cohesive III™, Low Height, Moderate Plus Projection

Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Proj. cm	Katalog #
195	10,5	9,3	4,4	334-1057
225	11,0	9,7	4,7	334-1107
255	11,5	10,2	4,9	334-1157
290	12,0	10,6	5,1	334-1207
330	12,5	11,1	5,3	334-1257
370	13,0	11,5	5,5	334-1307
415	13,5	11,9	5,7	334-1357
515	14,5	12,8	6,1	334-1457
570	15,0	13,3	6,3	334-1507
690	16,0	14,2	6,8	334-1607

CPG™ Implantat 313

Cohesive III™, Low Height, High Projection

Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Proj. cm	Katalog #
240	11,0	9,9	4,9	334-1106
270	11,5	10,3	5,0	334-1156
350	12,5	11,2	5,4	334-1256
395	13,0	11,7	5,6	334-1306
490	14,0	12,6	6,1	334-1406
605	15,0	13,5	6,6	334-1506

CPG™ Implantat 313

Cohesive III™, Low Height, High Projection

Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Proj. cm	Katalog #
210	10,5	9,5	4,8	334-1056
240	11,0	9,9	4,9	334-1106
270	11,5	10,3	5,0	334-1156
310	12,0	10,8	5,2	334-1206
350	12,5	11,2	5,4	334-1256
395	13,0	11,7	5,6	334-1306
440	13,5	12,2	5,8	334-1356
545	14,5	13,1	6,3	334-1456
605	15,0	13,5	6,6	334-1506

MENTOR® CONTOUR PROFILE™ Brustgewebe-Expander / CPG™ Gel - Brustimplantate

Anleitung zur Größenfindung / Zweiphasige Brustrekonstruktion

PHASE I

Auswahl des CPX4™ Expanders

Styles 9200 - Medium Height

Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Proj. cm	Katalog #
275	10,7	9,3	6,2	354-9221
350	11,7	10,0	6,6	354-9222
450	12,7	10,8	7,0	354-9223
550	13,5	11,7	7,4	354-9224
650	14,6	12,6	7,6	354-9225
800	15,6	13,3	8,0	354-9226

Styles 9300 - Tall Height

Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Proj. cm	Katalog #
250	10,1	10,7	5,6	354-9321
350	11,3	11,8	6,0	354-9322
450	12,3	12,9	6,5	354-9323
550	13,2	13,8	6,9	354-9324
650	14,0	14,6	7,3	354-9325
750	14,6	15,3	7,6	354-9326
850	15,4	15,9	7,9	354-9327

CPG™ Implantat 321

Cohesive III™, Medium Height, Moderate Projection

Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Proj. cm	Katalog #
180	10,5	9,9	3,8	354-1058
215	11,0	10,3	3,9	354-1108
245	11,5	10,8	4,0	354-1158
280	12,0	11,3	4,2	354-1208
315	12,5	11,8	4,4	354-1258
355	13,0	12,2	4,6	354-1308
395	13,5	12,7	4,7	354-1358
480	14,5	13,6	5,0	354-1458
530	15,0	14,1	5,2	354-1508
640	16,0	15,0	5,6	354-1608

CPG™ Implantat 331

Cohesive III™, Tall Height, Moderate Projection

Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Proj. cm	Katalog #
175	10,0	10,2	3,4	334-1003
200	10,5	10,7	3,5	334-1053
230	11,0	11,3	3,6	334-1103
265	11,5	11,8	3,7	334-1153
300	12,0	12,3	3,9	334-1203
340	12,5	12,8	4,0	334-1253
380	13,0	13,3	4,1	334-1303
425	13,5	13,8	4,3	334-1353
475	14,0	14,3	4,5	334-1403
530	14,5	14,8	4,6	334-1453
585	15,0	15,3	4,8	334-1503
645	15,5	15,9	5,0	334-1553

*BITTE BEACHTEN: Der CONTOUR PROFILE™ Gewebe-Expander Injektionsdom ist nicht MRT-kompatibel. Detaillierte Angaben, Gegenanzeigen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Geräts finden Sie im Datenblatt der Produktbeilage. Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

PHASE 2

Auswahl des CPG™ Gel-Brustimplantats als langfristiges Implantat nach Abschluss der Expansionsphase

CPG™ Implantat 322

Cohesive III™, Medium Height, Moderate Plus Projection

Volume	Breite	Höhe	Proj.	Katalog #
cc	cm	cm	cm	
225	10,5	9,9	4,4	334-1055
255	11,0	10,3	4,7	334-1105
295	11,5	10,8	4,9	334-1155
330	12,0	11,3	5,1	334-1205
375	12,5	11,8	5,3	334-1255
420	13,0	12,2	5,5	334-1305
475	13,5	12,7	5,7	334-1355
585	14,5	13,6	6,1	334-1455
650	15,0	14,1	6,3	334-1505

CPG™ Implantat 332

Cohesive III™, Tall Height, Moderate Plus Projection

Volume	Breite	Höhe	Proj.	Katalog #
cc	cm	cm	cm	
205	10,0	10,4	4,2	334-1009
270	11,0	11,5	4,7	334-1109
305	11,5	12,0	4,9	334-1159
350	12,0	12,5	5,1	334-1209
395	12,5	13,0	5,3	334-1259
445	13,0	13,5	5,5	334-1309
495	13,5	14,1	5,7	334-1359
555	14,0	14,6	5,9	334-1409
615	14,5	15,1	6,1	334-1459
680	15,0	15,6	6,3	334-1509

CPG™ Implantat 323

Cohesive III™, Medium Height, High Projection

Volume	Breite	Höhe	Proj.	Katalog #
cc	cm	cm	cm	
260	10,5	9,9	5,3	334-1052
300	11,0	10,3	5,6	334-1102
345	11,5	10,8	5,8	334-1152
390	12,0	11,3	6,0	334-1202
440	12,5	11,8	6,2	334-1252
495	13,0	12,2	6,5	334-1302
555	13,5	12,7	6,7	334-1352
685	14,5	13,6	7,1	334-1452

CPG™ Implantat 333

Cohesive III™, Tall Height, High Projection

Volume	Breite	Höhe	Proj.	Katalog #
cc	cm	cm	cm	
250	10,0	10,4	5,1	334-1004
330	11,0	11,5	5,6	334-1104
380	11,5	12,0	5,8	334-1154
430	12,0	12,5	6,0	334-1204
485	12,5	13,0	6,2	334-1254
545	13,0	13,5	6,5	334-1304
610	13,5	14,1	6,7	334-1354
680	14,0	14,6	6,9	334-1404
755	14,5	15,1	7,1	334-1454

Selbstabdichtendes BufferZone™-Patch und rückwärtiges Dacron®-Patch.

- Schützt die Brustwand, während der untere Pol gedehnt wird, um die Form der natürlichen Brust nachzuahmen.

Verbesserter stärkerer Magnet^ζ

- Einfacher zu lokalisierender Injektionsdom für größere Patientinnen.

Verstärkter glatter, flacher Injektionsdom und bessere Formbarkeit der Außenhülle.^ζ

- Vereinfachung des Einsetzens und der Entnahme.

Bessere und größere Geschmeidigkeit des BufferZone™ Patches.^ζ

- Verbesserter Komfort für die Patientinnen.

Patentierter SILTEX® Textur.

- Verhindert, dass sich Körperflüssigkeiten ansammeln oder binden.

Passende Implantate.

- Auswahl passender langfristiger Implantate, die nach der Gewebeexpansion verwendet werden können.



^ζ Verglichen mit den MENTOR® CPX2™ und CPX3™ Brustgewebe-Expandern.

CONTOUR PROFILE™ Gewebe-Expander

CPX™4 Brustgewebe-Expander, Low Height, Style 8100[†]



Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Katalog #
250	11,4	8,1	6,1	354-8121
350	12,7	9,4	6,5	354-8122
450	14,0	10,2	7,1	354-8123
550	15,0	10,9	7,4	354-8124
650	15,7	11,2	7,9	354-8125
750	16,5	11,9	8,1	354-8126

CPX™4 Brustgewebe-Expander, Medium Height, Style 8200[†]



Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Katalog #
275	10,7	9,3	6,2	354-8221
350	11,7	10,0	6,6	354-8222
450	12,7	10,8	7,0	354-8223
550	13,5	11,7	7,4	354-8224
650	14,6	12,6	7,6	354-8225
800	15,6	13,3	8,0	354-8226

CPX™4 Brustgewebe-Expander, High Height, Style 8300[†]



Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Katalog #
250	10,1	10,7	5,6	354-8321
350	11,3	11,8	6,0	354-8322
450	12,3	12,9	6,5	354-8323
550	13,2	13,8	6,9	354-8324
650	14,0	14,6	7,3	354-8325
750	14,6	15,3	7,6	354-8326
850	15,4	15,9	7,9	354-8327

[†] Einschließlich CENTERSCOPE™ Magnetisches Erkennungsgerät

BITTE BEACHTEN: Contour Profile™ Gewebeexpander sind nicht MRT-kompatibel

Beachten: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

MENTOR® CPX™4 Brustgewebe-Expander mit Nahtlaschen Low Height, Style 9100¹⁾



Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Katalog #
250	11,4	8,1	6,1	354-9121
350	12,7	9,4	6,5	354-9122
450	14,0	10,2	7,1	354-9123
550	15,0	10,9	7,4	354-9124
650	15,7	11,2	7,9	354-9125
750	16,5	11,9	8,1	354-9126

MENTOR® CPX™4 Brustgewebe-Expander mit Nahtlaschen Medium Height, Style 9200¹⁾



Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Katalog #
275	10,7	9,3	6,2	354-9221
350	11,7	10,0	6,6	354-9222
450	12,7	10,8	7,0	354-9223
550	13,5	11,7	7,4	354-9224
650	14,6	12,6	7,6	354-9225
800	15,6	13,3	8,0	354-9226

MENTOR® CPX™4 Brustgewebe-Expander mit Nahtlaschen Tall Height, Style 9300¹⁾



Volume cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Katalog #
250	10,1	10,7	5,6	354-9321
350	11,3	11,8	6,0	354-9322
450	12,3	12,9	6,5	354-9323
550	13,2	13,8	6,9	354-9324
650	14,0	14,6	7,3	354-9325
750	14,6	15,3	7,6	354-9326
850	15,4	15,9	7,9	354-9327

¹⁾ Einschließlich CENTERSCOPE™ Magnetisches Erkennungsgerät


BITTE BEACHTEN: Contour Profile™ Gewebeerweiterer sind nicht MRT-kompatibel

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

MENTOR® BECKER™ Expander/ Brustimplantate

SILTEX® Runde BECKER™ 25 Expander/Implantate, Cohesive I™

(25% Silikongel, Cohesive I™ im äußeren Lumen,
75% Kochsalzlösung im inneren Lumen)



Volume cc	Gel Volume cc	MIT TEMPORÄRES ÜBERDEHNUNGS- VOLUMEN		Gesamt Kochsalz- lösung cc	Kochsalz- lösung cc	Durch- messer cm	Proj. cm	Kat.#
		Max Koch- salz- lösung cc	Gesamt Gel- Kochsalz- lösung cc					
150	40	185	225	85-150	125-190	10,7	2,4	354-1500
200	50	250	300	125-200	175-250	11,6	2,7	354-2000
250	60	315	375	165-255	225-315	12,1	3,0	354-2500
300	75	375	450	200-300	275-375	12,9	3,0	354-3000
350	90	435	525	235-350	325-440	14,1	3,0	354-3500
400	100	500	600	275-400	375-500	13,9	3,4	354-4000
500	125	625	750	350-500	475-625	14,7	3,7	354-5000
600	150	750	900	425-600	575-750	15,6	4,2	354-6000
700	175	875	1050	500-700	675-875	16,8	4,3	354-7000
800	200	1000	1200	575-800	775-1000	17,2	4,6	354-8000

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen

SILTEX® CONTOUR PROFILE™ BECKER™ 35 Expander/Implantate, Cohesive II™

(35% Silikongel, Cohesive II™ im äußeren Lumen
65% Kochsalzlösung im inneren Lumen)




Volume cc	Gel Volume cc	MIT TEMPORÄRES ÜBERDEHNUNGS- VOLUMEN		Gesamt Kochsalz- lösung cc	Gesamt Kochsalz- lösung cc	Kochsalz- lösung cc	Durch- messer cm	Proj. cm	Kat.#	Cat.#
		Max Koch- salz- lösung cc	Gesamt Gel- Kochsalz- lösung cc							
145	50	120	170	85-95	135-145	9,5	8,3	4,2	324-0955	
195	70	155	225	110-125	180-195	10,5	9,1	4,6	324-1055	
255	90	205	295	145-165	235-255	11,5	10,0	5,1	324-1155	
290	100	235	335	170-190	270-290	12,0	10,5	5,3	324-1205	
325	110	270	380	190-215	300-325	12,5	10,9	5,5	324-1255	
365	125	300	425	215-240	340-365	13,0	11,3	5,7	324-1305	
400	130	335	465	240-270	370-400	13,5	11,8	5,9	324-1355	
460	160	375	535	270-300	430-460	14,0	12,2	6,2	324-1405	
565	195	460	655	330-370	525-565	15,0	13,1	6,6	324-1505	
685	240	555	795	400-445	640-685	16,0	13,9	7,0	324-1605	

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.


Andere Gewebe-Expander

Glatte runde Gewebe-Expander




Volumen cc	Durchmesser cm	Projektion cm	Katalog #
400	11,3	5,9	350-4305M
550	13,4	5,8	350-4307M
700	14,6	6,7	350-4304M
850	15,0	7,2	350-4308M
1000	15,5	7,8	350-4306M

Glatte ellipsenförmige Gewebe-Expander



Volumen cc	Länge cm	Breite cm	Nominal Projektion cm	TEMPORÄRES ÜBER- DEHNUNGSVOLUMEN		Katalog #
				Proj. cm	Max. Volume cc	
25	6,0	4,0	2,3	4,5	75	350-5301M
50	8,0	5,0	2,5	5,3	150	350-5302M
75	10,0	6,0	2,1	6,0	225	350-5303M
150	12,0	7,0	3,2	7,2	450	350-5304M
250	14,0	8,0	4,5	9,0	750	350-5305M

Glatte sichelförmige Gewebe-Expander



Volumen cc	Länge cm	Breite cm	Projektion cm	Katalog #
50	9,0	5,7	2,7	350-4312M
100	11,0	6,9	3,7	350-4313M
200	14,6	7,5	4,3	350-4314M
300	16,5	10,3	4,7	350-4315M
400	18,2	11,4	5,2	350-4316M
500	19,6	12,4	5,5	350-4317M

Glatte rechteckige Gewebe-Expander



Volumen Volume cc	Länge cm	Breite cm	Projektion cm	Katalog #
50	6,9	3,2	3,2	350-4309M
100	6,6	5,1	5,6	350-4301M
250	10,4	7,3	5,6	350-4302M
400	10,6	9,3	6,6	350-4303M
550	13,7	7,1	7,7	350-4310M
700	15,0	8,0	7,9	350-4311M

Injektionsporterkenner

Beschreibung

Katalog #

CENTERSCOPE™ Magnetisches Erkennungsgerät

350-4402

Injektionsdom

Beschreibung

Katalog #

Dome-Packung

350-DOMPK

Kann mit SPECTRUM™ post-operativ anpassbaren Kochsalzlösungshaltigen Brustimplantaten, BECKER™ Expander/Brustimplantat, und glatten Gewebe-Expandern verwendet werden

Brustimplantate mit Kochsalzlösung

Runde Brustimplantate mit Kochsalzlösung

Glatte Runde Brustimplantate, Moderate Profile



NENNFÜLLMENGE			MAX. FÜLLMENGE			Katalog #	Sterile Kochsalz Sizer [†]
Volumen cc	Durchmesser cm	Proj. cm	Vol. cc	Durchmesser cm	Proj. cm		
125	9,5	3,0	150	9,1	3,4	350-1610	351-125SZ
150	10,0	3,1	175	9,6	3,7	350-1615	
175	10,6	3,3	200	10,0	3,9	350-1620	351-175SZ
200	11,0	3,4	225	10,4	3,9	350-1625	
225	11,5	3,5	250	10,9	4,0	350-1630	351-225SZ
250	11,9	3,6	275	11,2	4,1	350-1635	
275	12,3	3,7	300	11,7	4,2	350-1640	351-275SZ
300	12,6	3,7	325	12,1	4,3	350-1645	
325	13,0	3,8	375	12,3	4,5	350-1650	351-325SZ
350	13,3	3,9	400	12,6	4,7	350-1655	
375	13,6	4,0	425	12,8	4,8	350-1660	351-375SZ
425	14,2	4,1	475	13,5	4,9	350-1670	351-425SZ
475	14,8	4,2	525	14,2	4,9	350-1680	351-475SZ
525	15,0	4,2	575	14,5	5,1	350-1685	
575	15,0	4,5	625	14,8	5,1	350-1690	
625	15,2	4,6	700	14,9	5,6	350-1695	
700	15,6	4,9	775	14,9	5,8	350-1697	

[†] Nur zur einmaligen Verwendung

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Glatte Runde Brustimplantate, Moderate Plus Profile



NENN FÜLLMENGE			MAX. FÜLLMENGE			Katalog #	Sterile Kochsalz Sizer [†]
Volumen cc	Durchmesser cm	Proj. cm	Vol. cc	Durchmesser cm	Proj. cm		
175	9,5	3,5	210	9,3	4,2	350-2175	351-2175SZ
200	10,0	3,7	240	9,7	4,4	350-2200	351-2200SZ
225	10,4	3,8	270	10,1	4,6	350-2225	351-2225SZ
250	10,8	4,0	300	10,5	4,7	350-2250	351-2250SZ
275	11,0	4,1	330	10,8	4,9	350-2275	351-2275SZ
300	11,5	4,3	360	11,2	5,0	350-2300	351-2300SZ
325	11,9	4,4	390	11,5	5,2	350-2325	351-2325SZ
350	12,1	4,5	420	11,7	5,3	350-2350	351-2350SZ
375	12,3	4,6	450	12,0	5,4	350-2375	351-2375SZ
400	12,6	4,7	480	12,3	5,5	350-2400	351-2400SZ
425	12,9	4,8	510	12,5	5,6	350-2425	351-2425SZ
450	13,0	4,9	540	12,8	5,7	350-2450	351-2450SZ
475	13,3	5,0	570	13,0	5,8	350-2475	351-2475SZ
500	13,6	5,1	600	13,2	5,9	350-2500	351-2500SZ
550	14,0	5,3	660	13,7	6,1	350-2550	351-2550SZ
600	14,5	5,5	720	14,1	6,3	350-2600	351-2600SZ
650	14,8	5,6	780	14,4	6,5	350-2650	351-2650SZ
700	15,2	5,8	840	14,8	6,6	350-2700	351-2700SZ
750	15,6	5,9	900	15,1	6,8	350-2750	351-2750SZ
800	16,1	6,0	960	15,5	7,0	350-2800	351-2800SZ

[†] Nur zur einmaligen Verwendung

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Brustimplantate mit Kochsalzlösung


Glatte Runde Brustimplantate, High Profile



NENNFÜLLMENGE			MAX. FÜLLMENGE			Katalog #	Sterile Kochsalz Sizer*
Volumen cc	Durchmesser cm	Proj. cm	Vol. cc	Durchmesser cm	Proj. cm		
170	9,0	4,0	200	8,8	4,9	350-3170	
190	9,3	4,1	225	9,1	5,1	350-3190	351-3190SZ
210	9,6	4,2	250	9,5	5,3	350-3210	
230	10,0	4,3	275	9,8	5,5	350-3230	351-3230SZ
250	10,2	4,5	300	10,0	5,6	350-3250	
270	10,4	4,6	325	10,2	5,8	350-3270	351-3270SZ
290	10,8	4,7	350	10,5	5,9	350-3290	351-3290SZ
310	11,0	4,8	375	10,7	6,0	350-3310	351-3310SZ
330	11,3	4,8	400	11,0	6,2	350-3330	351-3330SZ
380	11,7	5,2	450	11,4	6,4	350-3380	351-3380SZ
420	12,0	5,4	500	11,7	6,7	350-3420	351-3420SZ
460	12,4	5,5	550	12,1	6,9	350-3460	
500	12,8	5,6	600	12,4	7,1	350-3500	351-3500SZ
560	13,4	5,7	675	13,1	7,3	350-3560	
630	13,8	5,9	750	13,4	7,4	350-3630	351-3630SZ

Brustimplantate mit Kochsalzlösung

SPECTRUM™ Anpassbare Brustimplantate mit Kochsalzlösung



Glatte Runde SPECTRUM™ Implantate

Temp. Volumen cc	Min. Volumen cc	NENNFÜLLMENGE			MAX. FÜLLMENGE			Katalog #
		Finales Volumen cc	Durch- messer cm	Proj. cm	Finales Volumen cc	Durch- messer cm	Proj. cm	
125	105	125	9,4	2,7	150	9,3	3,2	350-1410
175	150	175	10,3	3,1	210	10,2	3,8	350-1420
225	190	225	10,8	3,5	270	10,9	4,3	350-1430
275	230	275	11,6	3,8	330	11,5	4,6	350-1440
325	275	325	12,4	4,0	390	12,1	4,9	350-1450
375	320	375	13,5	4,1	450	13,0	4,9	350-1460
425	360	425	14,0	4,2	510	13,7	4,8	350-1470
475	405	475	14,3	4,4	570	13,8	5,4	350-1480
525	450	525	15,0	4,4	630	14,4	5,6	350-1485
575	490	575	14,7	4,8	690	14,2	6,0	350-1490

Sterile Resterilisierbare Gel-Brustimplantate Sizers[€]

Runde Gel-Brustimplantate Sizers, Moderate Plus Profile[€]



Volumen cc	Durchmesser cm	Proj. cm	Katalog #
125	8,9	2,8	RSZ-1251
150	9,5	2,9	RSZ-1501
175	10,0	3,1	RSZ-1751
200	10,5	3,2	RSZ-2001
225	10,9	3,3	RSZ-2251
250	11,3	3,4	RSZ-2501
275	11,7	3,5	RSZ-2751
300	12,0	3,6	RSZ-3001
325	12,3	3,8	RSZ-3251
350	12,5	3,9	RSZ-3501
375	12,8	4,0	RSZ-3751
400	13,1	4,0	RSZ-4001
450	13,6	4,2	RSZ-4501
500	14,1	4,3	RSZ-5001
550	14,6	4,5	RSZ-5501
600	15,0	4,6	RSZ-6001
700	15,8	4,9	RSZ-7001
800	16,5	5,1	RSZ-8001

[€] Bis zu 10mal resterilisierbar.

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Sterile Resterilisierbare Gel-Brustimplantate Sizers[€]

Runde Gel-Brustimplantate Sizers, High Profile



Volumen cc	Durchmesser cm	Proj. cm	Katalog #
125	8,3	3,5	RSZ-1254
150	8,8	3,7	RSZ-1504
175	9,3	3,9	RSZ-1754
200	9,7	4,0	RSZ-2004
225	10,1	4,2	RSZ-2254
250	10,5	4,3	RSZ-2504
275	10,8	4,4	RSZ-2754
300	11,1	4,5	RSZ-3004
325	11,4	4,6	RSZ-3254
350	11,7	4,8	RSZ-3504
375	12,0	4,8	RSZ-3754
400	12,2	5,0	RSZ-4004
425	12,5	5,0	RSZ-4254
450	12,8	5,1	RSZ-4504
500	13,2	5,3	RSZ-5004
550	13,6	5,5	RSZ-5504
600	14,0	5,6	RSZ-6004
650	14,4	5,7	RSZ-6504
700	14,8	5,8	RSZ-7004
800	15,5	6,0	RSZ-8004

[€] Bis zu 10mal resterilisierbar.

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Sterile Resterilisierbare Gel-Brustimplantate Sizers[€]

Runde Gel-Brustimplantate Sizers, Ultra High Profile



Volumen cc	Durchmesser cm	Proj. cm	Katalog #
135	7,8	4,1	RSZ-5135
160	8,2	4,3	RSZ-5160
185	8,4	4,4	RSZ-5185
215	8,7	4,5	RSZ-5215
240	9,0	4,7	RSZ-5240
270	9,3	4,8	RSZ-5270
295	9,7	5,0	RSZ-5295
320	9,8	5,1	RSZ-5320
350	10,1	5,2	RSZ-5350
375	10,4	5,3	RSZ-5375
400	10,6	5,4	RSZ-5400
430	10,9	5,6	RSZ-5430
455	11,2	5,7	RSZ-5455
480	11,4	5,8	RSZ-5480
535	12,0	6,1	RSZ-5535
590	12,5	6,3	RSZ-5590

[€] Bis zu 10mal resterilisierbar.

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Sterile Resterilisierbare Gel-Brustimplantate Sizers[®]

Runde Gel-Brustimplantate Sizers Moderate Plus Profile Xtra (für texturierte Implantate)



Volumen cc	Durchmesser cm	Projektion cm	Katalog #
130	8,9	3,1	RSZMPX130
160	9,5	3,3	RSZMPX160
190	10,0	3,4	RSZMPX190
215	10,4	3,6	RSZMPX215
240	10,8	3,7	RSZMPX240
270	11,4	3,8	RSZMPX270
295	11,5	4,0	RSZMPX295
325	11,9	4,1	RSZMPX325
350	12,3	4,1	RSZMPX350
370	12,6	4,1	RSZMPX370
405	12,7	4,4	RSZMPX405
440	13,1	4,5	RSZMPX440
490	13,6	4,7	RSZMPX490
545	14,0	4,9	RSZMPX545
605	14,5	5,1	RSZMPX605
645	14,9	5,1	RSZMPX645
755	15,7	5,4	RSZMPX755

[®] Bis zu 10mal resterilisierbar.

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Runde Gel-Brustimplantate Sizere Moderate Plus Profile Xtra (für glatte Implantate)



Volumen cc	Durchmesser cm	Projektion cm	Katalog #
130	8,9	3,1	RSZMPX130
160	9,5	3,3	RSZMPX160
190	10,0	3,4	RSZMPX190
215	10,4	3,6	RSZMPX215
240	10,8	3,7	RSZMPX240
270	11,4	3,8	RSZMPX270
295	11,5	4,0	RSZMPX295
325	11,9	4,1	RSZMPX325
350	12,3	4,1	RSZMPX350
370	12,6	4,1	RSZMPX370
405	12,7	4,4	RSZMPX405
440	13,1	4,5	RSZMPX440
490	13,6	4,7	RSZMPX490
545	14,0	4,9	RSZMPX545
605	14,5	5,1	RSZMPX605
645	14,9	5,1	RSZMPX645
755	15,7	5,4	RSZMPX755

[®] Bis zu 10mal resterilisierbar.

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Runde Gel-Brustimplantate Sizers High Profile Xtra (für texturierte Implantate)



Volumen cc	Durchmesser cm	Projektion cm	Katalog #
150	8,3	4,1	RSZTHPX150
180	8,8	4,4	RSZTHPX180
200	9,2	4,5	RSZTHPX200
235	9,5	4,9	RSZTHPX235
260	9,9	5,0	RSZTHPX260
285	10,3	5,0	RSZTHPX285
335	10,7	5,4	RSZTHPX335
355	11,0	5,5	RSZTHPX355
380	11,3	5,5	RSZTHPX380
415	11,5	5,8	RSZTHPX415
450	11,9	5,9	RSZTHPX450
465	12,1	5,8	RSZTHPX465
490	12,5	5,8	RSZTHPX490
535	12,7	6,0	RSZTHPX535
595	13,1	6,3	RSZTHPX595
650	13,5	6,5	RSZTHPX650
700	14,1	6,5	RSZTHPX700
755	14,4	6,7	RSZTHPX755
790	14,8	6,7	RSZTHPX790

[€] Bis zu 10mal resterilisierbar.

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Runde Gel-Brustimplantate Sizers High Profile Xtra (für glatte Implantate)



Volumen cc	Durchmesser cm	Projektion cm	Katalog #
150	8,3	4,1	RSZSHPX150
180	8,8	4,4	RSZSHPX180
200	9,2	4,5	RSZSHPX200
235	9,5	4,9	RSZSHPX235
260	9,9	5,0	RSZSHPX260
285	10,3	5,0	RSZSHPX285
335	10,7	5,4	RSZSHPX335
355	11,0	5,5	RSZSHPX355
380	11,3	5,5	RSZSHPX380
415	11,5	5,8	RSZSHPX415
450	11,9	5,9	RSZSHPX450
465	12,1	5,8	RSZSHPX465
490	12,5	5,8	RSZSHPX490
535	12,7	6,0	RSZSHPX535
595	13,1	6,3	RSZSHPX595
650	13,5	6,5	RSZSHPX650
700	14,1	6,5	RSZSHPX700
755	14,4	6,7	RSZSHPX755
790	14,8	6,7	RSZSHPX790

[€] Bis zu 10mal resterilisierbar.

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Sterile Resterilisierbare Gel-Brustimplantate Sizers[€]

CPG™ GEL-BRUSTIMPLANTAT SIZERS

CPG™ Implantat Sizer 331, Cohesive III™, Tall Height, Moderate Projection



Volumen cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B (cm)	Katalog #
125	9,0	9,2	3,2	7,3	RSZ-0903
150	9,5	9,7	3,3	7,7	RSZ-0953
175	10,0	10,2	3,4	8,1	RSZ-1003
200	10,5	10,7	3,5	8,4	RSZ-1053
230	11,0	11,3	3,6	8,8	RSZ-1103
265	11,5	11,8	3,7	9,1	RSZ-1153
300	12,0	12,3	3,9	9,5	RSZ-1203
340	12,5	12,8	4,0	9,9	RSZ-1253
380	13,0	13,3	4,1	10,2	RSZ-1303
425	13,5	13,8	4,3	10,6	RSZ-1353
475	14,0	14,3	4,5	11,0	RSZ-1403
530	14,5	14,8	4,6	11,3	RSZ-1453
585	15,0	15,3	4,0	11,7	RSZ-1503
645	15,5	15,9	5,0	12,1	RSZ-1553

CPG™ Implantat Sizers 321, Cohesive III™, Medium Height, Moderate Projection



Volumen cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B (cm)	Katalog #
120	9,0	8,5	3,3	7,0	RSZ-0908
135	9,5	8,9	3,5	7,3	RSZ-0958
155	10,0	9,4	3,7	7,7	RSZ-1008
180	10,5	9,9	3,8	8,0	RSZ-1058
215	11,0	10,3	3,9	8,2	RSZ-1108
245	11,5	10,8	4,0	8,6	RSZ-1158
280	12,0	11,3	4,2	8,9	RSZ-1208
315	12,5	11,8	4,4	9,2	RSZ-1258
355	13,0	12,2	4,6	9,6	RSZ-1308
395	13,5	12,7	4,7	9,9	RSZ-1358
440	14,0	13,2	4,9	10,3	RSZ-1408
480	14,5	13,6	5,0	10,5	RSZ-1458
530	15,0	14,1	5,2	10,9	RSZ-1508
640	16,0	15,0	5,6	11,5	RSZ-1608
775	17,0	16,0	5,9	12,2	RSZ-1708

[€] Bis zu 10mal resterilisierbar.

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Sterile Resterilisierbare Gel-Brustimplantate Sizere[®]

CPG™ Implantat Sizere 311, Cohesive III™, Low Height, Moderate Projection



Volumen cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B (cm)	Katalog #
120	9,5	8,5	3,2	6,9	RSZ-0095
140	10,0	8,9	3,4	7,2	RSZ-0100
160	10,5	9,4	3,6	7,5	RSZ-0105
180	11,0	9,8	3,7	7,9	RSZ-0110
210	11,5	10,3	3,9	8,2	RSZ-0115
235	12,0	10,7	4,1	8,5	RSZ-0120
270	12,5	11,2	4,2	8,8	RSZ-0125
300	13,0	11,6	4,4	9,2	RSZ-0130
335	13,5	12,0	4,6	9,5	RSZ-0135
375	14,0	12,5	4,7	9,8	RSZ-0140
415	14,5	12,9	4,9	10,1	RSZ-0145
460	15,0	13,4	5,1	10,5	RSZ-0150
510	15,5	13,8	5,2	10,8	RSZ-0155
560	16,0	14,3	5,4	11,1	RSZ-0160
615	16,5	14,7	5,6	11,4	RSZ-0165

[®] Bis zu 10mal resterilisierbar.

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Sterile Resterilisierbare Gel-Brustimplantate Sizere[€]

CPG™ GEL-BRUSTIMPLANTAT SIZERS

CPG™ Implantat Sizere 332, Cohesive III™, Tall Height, Moderate Plus Projection



Volumen cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B (cm)	Katalog #
145	9,0	9,4	3,8	8,1	RSZ-0909
175	9,5	9,9	4,0	8,5	RSZ-0959
205	10,0	10,4	4,2	8,9	RSZ-1009
235	10,5	10,9	4,4	9,3	RSZ-1059
270	11,0	11,5	4,7	9,7	RSZ-1109
305	11,5	12,0	4,9	10,1	RSZ-1159
350	12,0	12,5	5,1	10,5	RSZ-1209
395	12,5	13,0	5,3	10,9	RSZ-1259
455	13,0	13,5	5,5	11,3	RSZ-1309
495	13,5	14,1	5,7	11,7	RSZ-1359
555	14,0	14,6	5,9	12,1	RSZ-1409
615	14,5	15,1	6,1	12,6	RSZ-1459
680	15,0	15,6	6,3	13,0	RSZ-1509

CPG™ Implantat Sizere 322, Cohesive III™, Medium Height, Moderate Projection



Volumen cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B (cm)	Katalog #
140	9,0	8,5	3,8	7,6	RSZ-0905
165	9,5	8,9	4,0	8,0	RSZ-0955
195	10,0	9,4	4,2	8,4	RSZ-1005
225	10,5	9,9	4,4	8,8	RSZ-1055
255	11,0	10,3	4,7	9,2	RSZ-1105
295	11,5	10,8	4,9	9,5	RSZ-1155
330	12,0	11,3	5,1	9,9	RSZ-1205
375	12,5	11,8	5,3	10,3	RSZ-1255
420	13,0	12,2	5,5	10,7	RSZ-1305
475	13,5	12,7	5,7	11,1	RSZ-1355
525	14,0	13,2	5,9	11,4	RSZ-1405
585	14,5	13,6	6,1	11,8	RSZ-1455
650	15,0	14,1	6,3	12,2	RSZ-1505

€ Bis zu 10mal resterilisierbar.

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Sterile Resterilisierbare Gel-Brustimplantate Sizers[®]

CPG™ Implantat Sizers 312, Cohesive III™, Low Height, Moderate Projection



Volumen cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B (cm)	Katalog #
125	9,0	8,0	3,8	7,2	RSZ-0907
145	9,5	8,4	4,0	7,5	RSZ-0957
170	10,0	8,8	4,2	7,9	RSZ-1007
195	10,5	9,3	4,4	8,3	RSZ-1057
225	11,0	9,7	4,7	8,6	RSZ-1107
255	11,5	10,2	4,9	9,0	RSZ-1157
290	12,0	10,6	5,1	9,3	RSZ-1207
330	12,5	11,1	5,3	9,7	RSZ-1257
370	13,0	11,5	5,5	10,0	RSZ-1307
415	13,5	11,9	5,7	10,4	RSZ-1357
465	14,0	12,4	5,9	10,8	RSZ-1407
515	14,5	12,8	6,1	11,1	RSZ-1457
570	15,0	13,3	6,3	11,5	RSZ-1507
690	16,0	14,2	6,8	12,2	RSZ-1607

[®] Bis zu 10mal resterilisierbar.

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Sterile Resterilisierbare Gel-Brustimplantate Sizers[€]

CPG™ GEL-BRUSTIMPLANTAT SIZER

CPG™ Implantat Sizers 333, Cohesive III™, Tall Height, High Projection



Volumen cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B (cm)	Katalog #
180	9,0	9,4	4,6	8,4	RSZ-4090
215	9,5	9,9	4,8	8,8	RSZ-4095
250	10,0	10,4	5,1	9,3	RSZ-4100
290	10,5	10,9	5,3	9,7	RSZ-4105
330	11,0	11,5	5,6	10,1	RSZ-4110
380	11,5	12,0	5,8	10,5	RSZ-4115
430	12,0	12,5	6,0	11,0	RSZ-4120
485	12,5	13,0	6,2	11,4	RSZ-4125
545	13,0	13,5	6,5	11,8	RSZ-4130
610	13,5	14,1	6,7	12,2	RSZ-4135
680	14,0	14,6	6,9	12,7	RSZ-4140
755	14,5	15,1	7,1	13,1	RSZ-4145

CPG™ Implantat Sizers 323, Cohesive III™, Medium Height, High Projection



Volumen cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B (cm)	Katalog #
165	9,0	8,5	4,6	8,1	RSZ-0902
195	9,5	8,9	4,8	8,5	RSZ-0952
225	10,0	9,4	5,1	8,9	RSZ-1002
260	10,5	9,9	5,3	9,3	RSZ-1052
300	11,0	10,3	5,6	9,7	RSZ-1102
345	11,5	10,8	5,8	10,1	RSZ-1152
390	12,0	11,3	6,0	10,5	RSZ-1202
440	12,5	11,8	6,2	10,9	RSZ-1252
495	13,0	12,2	6,5	11,3	RSZ-1302
555	13,5	12,7	6,7	11,8	RSZ-1352
620	14,0	13,2	6,9	12,2	RSZ-1402
685	14,5	13,6	7,1	12,6	RSZ-1452

€ Bis zu 10mal resterilisierbar.

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Sterile Resterilisierbare Gel-Brustimplantate Sizers[®]

CPG™ Implantat Sizers 313, Cohesive III™, Low Height, High Projection



Volumen cc	Breite cm	Höhe cm	Projektion cm	Lower Pole Arc A-B (cm)	Katalog #
130	9,0	8,1	4,4	7,6	RSZ-0906
155	9,5	8,6	4,5	7,8	RSZ-0956
180	10,0	9,0	4,6	8,3	RSZ-1006
210	10,5	9,5	4,8	8,7	RSZ-1056
240	11,0	9,9	4,9	9,1	RSZ-1106
270	11,5	10,3	5,0	9,5	RSZ-1156
310	12,0	10,8	5,2	9,9	RSZ-1206
350	12,5	11,2	5,4	10,2	RSZ-1256
395	13,0	11,7	5,6	10,6	RSZ-1306
440	13,5	12,2	5,8	11,0	RSZ-1356
490	14,0	12,6	6,1	11,4	RSZ-1406
545	14,5	13,1	6,3	11,7	RSZ-1456
605	15,0	13,5	6,6	12,1	RSZ-1506

[®] Bis zu 10mal resterilisierbar.

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen.

Sterile Brustimplantat Sizers mit Kochsalzlösung

Runde Brustimplantat Sizers mit Kochsalzlösung, Moderate Profile



NENNFÜLLMENGE			MAX. FÜLLMENGE			Katalog #
Volumen cc	Durchmesser cm	Projektion cm	Volumen cc	Durchmesser cm	Projektion cm	
125	9,5	3,0	150	9,1	3,4	351-125SZ
175	10,6	3,3	200	10,0	3,9	351-175SZ
225	11,5	3,5	250	10,9	4,0	351-225SZ
275	12,3	3,7	300	11,7	4,2	351-275SZ
325	13,0	3,8	375	12,3	4,5	351-325SZ
375	13,6	4,0	425	12,8	4,8	351-375SZ
425	14,2	4,1	475	13,5	4,9	351-425SZ
475	14,8	4,2	525	14,2	4,9	351-475SZ

Runde Brustimplantat Sizers mit Kochsalzlösung, Moderate Plus Profile



NENNFÜLLMENGE			MAX. FÜLLMENGE			Katalog #
Volumen cc	Durchmesser cm	Projektion cm	Volumen cc	Durchmesser cm	Projektion cm	
175	9,5	3,5	210	9,3	4,2	351-2175SZ
200	10,0	3,7	240	9,7	4,4	351-2200SZ
225	10,4	3,8	270	10,1	4,6	351-2225SZ
250	10,8	4,0	300	10,5	4,7	351-2250SZ
275	11,0	4,1	330	10,8	4,9	351-2275SZ
300	11,5	4,3	360	11,2	5,0	351-2300SZ
325	11,9	4,4	390	11,5	5,2	351-2325SZ
350	12,1	4,5	420	11,7	5,3	351-2350SZ
375	12,3	4,6	450	12,0	5,4	351-2375SZ
400	12,6	4,7	480	12,3	5,5	351-2400SZ
425	12,9	4,8	510	12,5	5,6	351-2425SZ
450	13,0	4,9	540	12,8	5,7	351-2450SZ
475	13,3	5,0	570	13,0	5,8	351-2475SZ
500	13,6	5,1	600	13,2	5,9	351-2500SZ
550	14,0	5,3	660	13,7	6,1	351-2550SZ
600	14,5	5,5	720	14,1	6,3	351-2600SZ
650	14,8	5,6	780	14,4	6,5	351-2650SZ
700	15,2	5,8	840	14,8	6,6	351-2700SZ
750	15,6	5,9	900	15,1	6,8	351-2750SZ
800	16,1	6,0	960	15,5	7,0	351-2800SZ

Sterile Brustimplantat Sizers mit Kochsalzlösung

Runde Brustimplantat Sizers mit Kochsalzlösung, High Profile



NENNFÜLLMENGE			MAX. FÜLLMENGE			Katalog #
Volumen cc	Durch- messer cm	Projektion cm	Volumen cc	Durch- messer cm	Projektion cm	
190	9,3	4,1	225	9,1	5,1	351-3190SZ
230	10,0	4,3	275	9,8	5,5	351-3230SZ
270	10,4	4,6	325	10,2	5,8	351-3270SZ
290	10,8	4,7	350	10,5	5,9	351-3290SZ
310	11,0	4,8	375	10,7	6,0	351-3310SZ
330	11,3	4,8	400	11,0	6,2	351-3330SZ
380	11,7	5,2	450	11,4	6,4	351-3380SZ
420	12,0	5,4	500	11,7	6,7	351-3420SZ
500	12,8	5,6	600	12,4	7,1	351-3500SZ
630	13,8	5,9	750	13,4	7,4	351-3630SZ

BEACHTEN: Einzelne Implantatsabmessungen können bei Produkten dieses Typs geringfügig abweichen. Nicht alle Einheiten entsprechen exakt den angegebenen Abmessungen

Referenzen

1. Basierend auf Gewährleistungsvergleichen der folgenden Brustimplantate:

Allergan Natrelle: <http://www.natrelle.co.uk/breast-enhancement/Pages/warranty.aspx>, EuroSilicone & Nagor: http://nagor.com/pdf/Warranty_PDF_Nagor.pdf, Arion: http://www.laboratoires-arion.com/images/arion/ARION_GUARANTEE_PROGRAM_ANG.pdf, Polytech: http://www.polytechhealth.info/images/pdf/loE_Information_engl_2015-01.pdf, Motiva: <https://motivaimplants.com/productwarranty/Sebbin>: Garantie des IMPLANTS MAMMAIRES and La garantie premium, abgerufen am 20. März 2017.

2. Mentor Worldwide, LLC. MemoryShape® Nachträgliche Kohortenstudie (vorher Contour Profile Gel Kernstudie) Abschließender klinischer Studienbericht. 02. Juni 2015 Mentor Worldwide LLC. Hinterlegte Daten. MemoryGel® Core Gel Klinische Studie Schlussbericht, April 2013. Maxwell, G. Patrick; Van Natta, Bruce W.; Bengtson, Bradley P.; and Murphy, Diane K., «Zehn-Jahres-Ergebnisse von Natrelle 410 Anatomische formstabile Silikonbrustimplantat Kernstudie» (2015). Public Health Resources. Health Canada: Summary Basis of Decision (SBD) for Natrelle™ Highly Cohesive Silikongefüllte Brustimplantate. Application No. 88573. License No.72262. Ausstellungsdatum: 2014/01/17. Health Canada: Summary Basis of Decision (SBD) for Natrelle™ Silikongefüllte Brustimplantate-Glatte Hülle mit Barrierschicht und Narelle(TM) Silikongefüllte Brustimplantate - Texturierte Hülle mit Barrierschicht. Application No. 61865 and 60524 License No License No 72264 and 72263. Ausstellungsdatum: 2012/09/25.

3. Danino, A. M., Basmacioglu, P., Saito, S., Rocher, F., Blanchet-Bardon, C., Revol, M.,

& Servant, J. M. (2001). Vergleich der Kapselreaktion auf Biocell RTV and Mentor 1600 SILTEX® Brustimplantatoberflächentextur: eine rasterelektronenmikroskopische Untersuchung. Plastische und Rekonstruktionschirurgie, 108(7), 2047-2052.

- 4.** Mentor Worldwide, LLC. MemoryShape® Nachträgliche Kohortenstudie
(vorher Contour Profile Gel Kernstudie) Abschließender klinischer Studienbericht. 02. Juni 2015 Mentor Worldwide LLC.
- 5.** Health Canada: Zusammenfassende Entscheidungsgrundlage (SBD) for Natrelle™ Highly Cohesive Silikongefüllte Brustimplantate. Application No. 88573. License No.72262. Ausstellungsdatum: 2014/01/17.
- 6.** Maxwell, G. Patrick, et al. «Ten-year results from the Natrelle 410 anatomical form-stable silicone breast implant core study.» Aesthetic Surgery Journal 35.2 (2015): 145-155.
- 7.** Hoffman_CP529_530Interim_Report_for_CP529_DOF_PR_20131007 (PDF pg. 2)
- 8.** Mentor Worldwide LLC, hinterlegte Daten, HS820.050331.02F Validierung Case Study Report: Marktakzeptanz der Contour Profile Gelproduktfamilie - TX.820.081125.01
- 9.** Verglichen mit CONTOUR PROFILE® Gewebeexpander von 5 mm. Hinterlegte Dateien bei Mentor Worldwide LLC.
- 10.** Mentor Verbraucherpräferenzen-Marktforschungsbericht - Juli 2017.
- 11.** Produktdimensionen für MemoryGel® und MemoryGel® Xtra Brustimplantate Mentor R&D Benchtop Testing (Pinch Test) - Juli 2017.

Wichtige Sicherheitshinweise

MENTOR® Brustimplantate sind für Brustvergrößerungen bei Frauen, die mindestens 18 Jahre alt sind, oder für Brustrekonstruktionen geeignet. Brustimplantateingriffe sollten bei folgenden Personengruppen nicht durchgeführt werden: Frauen mit einer aktiven Infektion im Körper, mit Brustkrebs oder Vorstadien von Brustkrebs, bei Frauen, die keine ausreichende Behandlung für diese Erkrankungen erhalten haben sowie bei schwangeren oder stillenden Frauen.

Es gibt Risiken im Zusammenhang mit Brustimplantat-Chirurgie. Brustimplantate sind keine lebenslangen Produkte und eine Brustimplantation ist nicht unbedingt ein einmaliger Eingriff.

Die häufigsten Komplikationen von MENTOR® MemoryGel® Brustimplantaten umfassen erneute Operationen, Implantatentfernung, Kapselkontraktur, Asymmetrie und Brustschmerzen. Ein geringeres Komplikationsrisiko stellt die Implantatruptur dar, die häufig unbemerkt verläuft. Die gesundheitlichen Folgen eines rupturierten gelgefüllten Silikon-Brustimplantats sind nicht vollständig bekannt. Nach dem ersten Implantateinsatz werden Untersuchungen wie Mammographie, MRT oder Ultraschall empfohlen, um die Erkennung einer Implantatruptur zu erleichtern.

Die häufigsten Komplikationen von MENTOR® Brustimplantate mit Kochsalzlösung umfassen eine erneute Operation, Implantatentfernung, Kapselkontraktur, Faltenbildung, Deflation, Asymmetrie und Brustschmerzen.

MENTOR® CPX™ 4 Brustgewebe-Expander kann für Brustrekonstruktionen nach Mastektomie, für die Korrektur einer unterentwickelten Brust, Narbenrevision und Gewebedefekte verwendet werden.

Diese Expander sind für die temporäre subkutane oder submuskuläre Implantation vorgesehen.*

CONTOUR PROFILE™ Gewebe-Expander sind Geräte, die magnetische Injektionsdome enthalten und sind NICHT MRT-kompatibel. Verwenden Sie den CONTOUR PROFILE™ Gewebeexpander nicht bei Patientinnen, bei denen möglicherweise ein MRT erforderlich ist. Verwenden Sie CONTOUR PROFILE™ Gewebeexpander NICHT bei Patientinnen, die zuvor ein implantiertes Gerät hatten, das durch ein Magnetfeld beeinflusst werden könnte.

Das Gerät könnte durch die MRT bewegt werden und Schmerzen oder Verschiebungen verursachen, was möglicherweise zu einer Revision führen kann. Es hat sich gezeigt, dass die Häufigkeit der Extrusion des Expanders zunimmt, wenn der Expander in verletzten Bereichen platziert wurde: vernarbtes, stark bestrahltes oder verbranntes Gewebe, gequetschte Knochenbereiche oder Bereiche, in denen zuvor eine schwere chirurgische Reduktion des Bereichs durchgeführt wurde.

Ihre Patientin muss über die Risiken und Vorteile von Brustimplantaten informiert sein und die Möglichkeit haben, sich vor der Entscheidung für eine Operation mit Ihnen in Verbindung zu setzen.

Detaillierte Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen, die mit der Verwendung von allen MENTOR® Brustimplantaten verbunden sind, sind im Produktdatenblatt, das jedem Produkt beigelegt ist oder auf der Seite "Wichtige Sicherheitsinformationen" auf www.mentorwllc.de zu finden.



PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES



Mentor Deutschland GmbH

Lilienthalstraße 27-29, 85399 Hallbergmoos
www.mentorwllc.de