



Die sichere Methode zur Patientenumlagerung

Ganz gleich, ob sie in einigen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind oder in anderen Ländern ganz selbstverständlich zum Standard gehören – Arbeitsbedingungen müssen so optimal wie möglich sein. Krankenpflegepersonal sollte beim Umlagern niemals Patienten anheben müssen. SAMARIT Produkte ermöglichen ein müheloses Umlagern von Patienten und erleichtern so die Arbeit des Krankenpflegepersonals. Rückenverletzungen werden dadurch verhindert.



3 preisgünstige EcoLite-Modelle für mittleren Gebrauch.







Umweltfreundliches Material**

Best.-Nr. 440.1180

SAMARIT Umlagerungssysteme werden aus ökologisch unbedenklichen Materialien hergestellt. Sie können auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden, und im Brandfall geben sie keine toxischen Dämpfe ab.

- ** Gleitoberfläche aus Silikon mit einem Kern aus Polyethylen-Schaumstoff, Polyesterschicht, PE-Enden.
- * SWL = Safe Weight Load

Leicht zu reinigen

Das Rollbord lässt sich am Besten mit SamaClean Wipes oder einem anderen medizinischen Desinfektionsmittel reinigen. Falls
während eines Patiententransfers Verunreinigungen auftreten können, sollten Sie
das Rollbord mit der Rollbord-Einweghülle
schützen. Dieses bedeckt das Rollbord
und fängt Verunreinigungen auf, sodass
die eigentliche Rollbordoberfläche nicht
verunreinigt wird. Reparaturen dürfen nur
von einer Fachkraft ausgeführt werden, da
ansonsten die Garantie erlischt.

Best.-Nr. 440.1120

Hohe Qualitätsmaßstäbe

SAMARIT Umlagerungssysteme besitzen:

- · das CE-Zeichen
- Patente und internationale Design-Patente
- · 2 Jahre Garantie

Rollbord *EcoLITE*Samarit Umlagerungs-Systeme





www.samarit.com

Verlangen Sie auch die separaten Broschüren weiterer Produkte von SAMARIT!



SAMARIT Rollbord Hightec



SAMARIT Transglide



SAMARIT Rollbody



SAMARIT Hilfsmittel

Laden Sie Produktbroschüren in Ihrer Sprache von unserer Website herunter oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



SAMARIT Medical AG Gewerbestrasse 12 CH-8132 Egg, Schweiz

Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39 e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com