

HEINTEL

SICHER KOMPLETT VERSORGT



© iStock Photo Marilyn Nieves

PERFEKT ANGEPASSTE PATIENTENLAGERUNG

Entwickelt, um den Körper des Patienten optimal zu unterstützen.

EXZELLENTER UNTERSTÜTZUNG

Innovativ und einzigartig
mindert die Vasocare
Patientenlagerung
Druckstellen.




EVOLUTION PATIENTENLAGERUNG.

Unterstützung für den Chirurgen und Entlastung für den Patienten.

Der Inzidenzwert für das Auftreten eines Dekubitus während Operationen wird mit 29,5% angegeben. Die Nachbehandlung dessen ist nicht nur mit erhöhten Kosten, sondern auch mit dem Leiden der Patienten verbunden. Neben dem Vermeiden von Kompressionen durch Schläuche oder Gurte, sowie Reibung, Scherung und Feuchtigkeitsansammlungen, die die Haut beeinträchtigen und Gewebeschäden verursachen, ist vor allem die richtige, an den Patienten angepasste Lagerung ein wichtiges Mittel Dekubitus zu vermeiden.


Die aus hochwertigem viskoelastischem Schaumstoff gefertigten Lagerungen sind anatomisch geformt. Das innovative, einzigartige Design passt sich dem Körper perfekt an. Das Gewicht wird auf eine große Fläche verteilt, so lastet auf knöchernen Vorsprüngen kein Druck mehr. Der Blutfluss wird nicht mehr unterbrochen und der Patient liegt stabiler.



DIE GEFÄHRDETSTEN DRUCKSTELLEN

1. Ischium
2. Kreuzbein
3. Trochanter
4. Ferse
5. Malleolus
6. Knie
7. Beckenkamm
8. Ellbogen
9. Schienbein
10. Dornfortsatz
11. Hinterkopf
12. Kinn
13. Schulterblatt

KOPFLAGERUNG



1. Die Druckentlastung auf den Occipitalbereich hilft, Dekubitusgeschwüre, Druckalopezie und Flüssigkeitsansammlungen zu verhindern.
2. Die seitliche Unterstützung bietet eine hervorragende Druckverteilung und eine stabile Kopfstütze mit bequemer Passform.
3. Die glatte konturierte Oberfläche sorgt für maximalen Patientenkomfort.
4. Das rutschfeste Material verhindert ein Verrutschen am OP-Tisch bzw. der OP-Tisch Auflage.
5. Die Belüftung durch die Aussparung hält die Normothermie am Hinterkopf aufrecht.
6. Die konkave Form unterstützt den Kopf und sorgt für eine gute Belüftung.
7. Die Erhöhung der Auflagefläche des Nackens stützt Halswirbel und Trapezmuskel.

FUSSLAGERUNG




1. Die Druckentlastung auf den Calcaneusknochen hilft, die Entwicklung von Dekubitusgeschwüren zu verhindern.
2. Die glatt konturierte Oberfläche ermöglicht eine maximale Umverteilung des Drucks.
3. Das rutschfeste Material verhindert ein Verrutschen am OP-Tisch bzw. der OP-Tisch Auflage.
4. Die Belüftung durch die Aussparung hält die Normothermie am Calcaneusknochen aufrecht.
5. Die konkave Form unterstützt den Fuß und sorgt für eine gute Belüftung.
6. Die Auflagefläche ist ergonomisch geformt und unterstützt Bein und Achillessehne perfekt.
7. Die erhöhten Seiten schützen den Fuß vor einer Rotation und halten das Bein stabil.

IHRE PRODUKTVORTEILE

- verbesserte Druckentlastung
- nahtlose, porenfreie, doppelt beschichtete Hi-Tech-Membran
- hohe Reißfestigkeit
- lange Lebensdauer
- flüssigkeitsbeständige Barriere
- latexfrei
- kompatibel mit CT-Scannern
- einfach zu reinigen

Produkt	Bestelleinheit	Artikelnummer
Evolution Kopflagerung		
Kopflagerung Medium	1 VE = 1 Stück	VASVSH23
Kopflagerung Large	1 VE = 1 Stück	VASVSH24
Evolution Fußlagerung		
Fußlagerung Medium	1 VE = 1 Paar	VASVSP13



DAS HEITECH-EXPERTENTEAM BERÄT SIE GERNE PERSÖNLICH!

Themen- und Produktwissen in den Bereichen OP-Technik, Aufbereitung & Sterilisation, Medizintechnik sowie OP-Verbrauchsgütern:

HEITECH

RUDOLF HEINTEL MEDIZINTECHNIK GMBH

Erdbergstraße 166, 1030 Wien

T +43 (1) 403 89 56-0

F +43 (1) 403 89 56-50

medizintechnik@heintel.at

IMPRESSUM

Medieninhaber: Rudolf Heintel Medizintechnik GmbH

Textgestaltung: © Heintel

Grafik | Design | Reinzeichnung: Rudolf Heintel
Medizintechnik GmbH

Produktbilder: © Vascocare

Bilder: iStock Photo Marilyn Nieves

Die Unterlage wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft.

Satz- und Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden.

Version 1.0 | Stand: Dezember 2020